



Verbrauchsmaterial Dentallabor & Zahnarztpraxis

QUALITÄTSPRODUKTE FÜR DIE TÄGLICHE ROUTINE



Anders + Redelfs
Dentalbedarf

Dental Spezial 5-7

Abformdesinfektion, Bimsdesinfektionsmittel, Gipslöser, Gipsfällungsmittel, Tray Cleaner, Zahnsteinferner, (Universal-)Trennmittel

Okklusion

Okklusionsspray 8
 Artikulationspapier 9
 Artikulationsprüffolie 10
 Arti-Spot® + Fleximeter-Strips 11
 Bausch Pinzetten 11

Labor

Bimssteinpulver + Bimsdesinfektion 12
 Gipsmittel 12-13
 Isoliermittel 13
 Pinsel 14
 Polierpaste 15
 Sekundenkleber 16
 Stumpflacke 17
 Trennscheiben 18

Praxis

Bleaching 19-20
 Mundschutz 21-22
 Mundspülbecher 22-23
 Applikationshilfen 23
 Patientenschutz 24-25
 Prophylaxe 26-29
 Trays & Traypapier 30-31
 Verbrauchsmaterial 31-32

Produkte

Diese und weitere Produkte finden Sie auch auf www.anders-dentalbedarf.com

Preise

Die Preisliste fordern Sie bitte bei uns an.
 Oder Sie gehen auf www.anders-dentalbedarf.com, Kategorie DOWNLOADS.

Labor & Praxis

Abdruck 33
 Abformdesinfektion 34
 Aufbewahrung & Transport 34
 Handschuhe 35-37
 Prothesenreinigung 38
 Sonstige Artikel 39-40

Hygiene

Absauganlagen 41
 Haut & Hände 41-43
 Instrumente 43-45
 Fläche & Tücher 45-47
 Spendersysteme & Zubehör 48-49
 Hygienemessung 50

Aufbereitung

Manuelle Desinfektion 51
 Sterilisation 52-53

Erste Hilfe

Erste-Hilfe-Material, 54
 Betriebsverbandkasten,
 Erste-Hilfe-Koffer,
 Augenspüllösung

Kältespray

mit Pfefferminz-Geschmack zur Vitalitätsprüfung am Zahn und zum Abkühlen von Abformmaterialien und Tiefziehfolien

- kühlt bis -45 °C
- verdampft sofort und rückstandsfrei
- mit Applikationsröhrchen für punktgenaues Sprühen
- nur für die extraorale Anwendung (mit Zahnwatterollen oder Schaumstoffpellets)

Art.Nr. 1520200 Dose 200 ml VE: ab 1



Silikonspray

universell einsetzbares Pflege- und Isolierspray aus qualitativ hochwertigen Silikonölen

- Trennmittel/Isoliermittel für Gipse, Kunststoffe und Keramik
- Pflegemittel für Trimmer, Artikulatoren, Scharniere etc.
- Schmiermittel für Schlösser, Zahnzangen, Scheren etc.
- Schutz vor Korrosion und Ablagerungen

Anwendungshinweise:

- Bei thermolabilen Materialien wie Gummi oder Latex wird eine Quellung verhindert.
- Silikonspray ist nicht geeignet für Silikonkautschuk; in solchen Fällen Spezial-Ölspray verwenden.
- Bei Bedarf Materialverträglichkeit prüfen.

Art.Nr. 1530400 Dose 400 ml VE: ab 1



Prothesen Finish PLUS - „Hochglanzpolierer“

mit Pfefferminzgeschmack, entfernt Monomerreste und verleiht prothetischen Arbeiten einen strahlenden Glanz

- für Dentallabore, Zahnarztpraxen und Kieferorthopäden
- verleiht prothetischen und kieferorthopädischen Arbeiten einen feinen Glanz
- verleiht der Prothese einen bekömmlichen Geschmack
- regt den Speichelfluss des Patienten an
- sorgt so für eine erhöhte Haftung und ein angenehmes Tragegefühl

Art.Nr. 1511411 Dose 75 ml VE: ab 1



Orange Cleaner

gebrauchsfertiger Spezialreiniger für Flächen und Instrumente auf Basis von Orangenölen

- hohe Reinigungsleistung, starke Schmutzlösekraft
- entfernt mühelos Alginat-, Zement-, Zinkoxid-, Gipsreste sowie Abformmassen, Haftlack, Fette und Blutreste
- reinigt hervorragend Edelstahl, Glas und Keramik
- nicht geeignet für Kunststoffe und Holz

Art.Nr. 127551 Flasche 250 ml VE: ab 1



Abformdesinfektion

gebrauchsfertiges, aldehydfreies Desinfektions- und Reinigungsmittel für Abformungen und zahntechnische Werkstücke aus Polyether, Silikonen, Alginaten und Hydrokolloiden

- innerhalb von 2 Minuten wirksam
- reinigt gründlich, löst Speichel, Schmutz und Blut
- geeignet für den Einsatz im Ultraschallbad
- angenehm leichter Zitrus-Geruch

Wirkungsspektrum:

bakterizid (inkl. MRSA) nach EN 1276, EN 13697 und VAH/DGHM, levurozid (Candida albicans) nach VAH/DGHM, EN 1650, EN 13697, „begrenzt viruzid“ (wirksam gegenüber behüllten Viren, z. B. HBV, HIV, HCV) und wirksam gegenüber Rota- und Noroviren

Art.Nr. 205000 Kanister 5000 ml VE: ab 1

**Bimsdesinfektionsmittel - „Polieröl“**

gebrauchsfertige, antiseptische Anmischflüssigkeit, abgestimmt auf Polierpulver (z. B. Bimsmehl) in der Dentaltechnik

- Anmischflüssigkeit anstelle von Wasser
- desinfizierend beim Einsatz mit Bimpulver
- hohe bakterizide und fungizide Wirkung innerhalb einer Stunde
- hält das Poliermaterial dauerhaft feucht
- hautpflegende Zusatzstoffe schützen Haut und Hände
- aldehydfrei, biologisch abbaubar

Art.Nr. 300005 Kanister 5000 ml VE: ab 1

**Gipsfällungsmittel - „Flockolino“**

Fällungsmittel-Konzentrat für Gipswasser und Einbetttschlamm - zum Schutz vor verstopften Abflussrohren und Geruchsbildung

- beugt verstopften Rohren vor
- Inhibitoren schützen vor unangenehmer Geruchsbildung
- der „Niederschlag“ kann normal entsorgt werden
- die regelmäßige Anwendung verlängert den Zeitraum bis zur Entleerung des Gipsbeckens

Anwendungshinweise:

- pro 10 Liter Gipsabschleibecken abends 20 - 50 ml Flockolino zudosieren und kurz mit Wasser nachspülen
- Flockolino täglich verwenden; bei großem Gipswasserdurchsatz 2 x täglich

Aus der Praxis:

Bei einem Labor mit ca. 5 Mitarbeitern reichen in der Regel 15 - 20 ml Flockolino.

Art.Nr. 127553 Kanister 5000 ml VE: ab 1

**Gipslöser speed - „Gipsweg“**

gebrauchsfertiger Spezialreiniger für Gipse und gipsgebundene Einbettmassen

- löst Gipsverklumpungen superschnell & hochaktiv
- geeignet für den Einsatz im Ultraschallbad (Reinigungsvorgang wird beschleunigt)
- die verbleibende Aktivität kann durch abnehmende Bläschenbildung an Gipsoberflächen sichtbar beurteilt werden
- Rückstände in der Lösung beeinträchtigen die Aktivität nicht
- bei Stillstand der Blasenbildung muss die Lösung ausgetauscht werden

Anwendungshinweise:

- Vorsicht bei vernickelten Gegenständen! Es treten Verfärbungen auf.
- Der Reiniger ist nicht für Aluminium geeignet.

Art.Nr. 125553 Kanister 5000 ml VE: ab 1

**Tray Cleaner Konzentrat - „Löffelreiniger“**

Wirkstoffkonzentrat zur Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten

- Konzentrat zur 5-10%igen Anwendung
- löst schnell und wirksam Reste von Alginaten, Zinkoxid-Eugenol, Carboxylatzelementen, Phosphatzementen, Wachsen und thermoplastischen Abformmassen
- biologisch abbaubare Inhaltsstoffe
- Lösung kann auch im Ultraschallbad eingesetzt werden
- geeignet für nichtrostende Gegenstände

Anwendungshinweise:

- Bei starker Verschmutzung kann das Konzentrat auch unverdünnt verwendet werden.
- Chrom-Nickel-Teile und Aluminiumteile unbedingt getrennt reinigen! Andernfalls besteht Korrosionsgefahr.

Art.Nr. 125085 Kanister 5000 ml VE: ab 1

**Zahnsteinentferner**

hochaktiver und gebrauchsfertiger Zahnsteinentferner

- für Zahnarztpraxis und Dentallabor
- befreit prothetische Arbeiten schnell von Zahnstein und anderen Zahnablagerungen
- mineralische Rückstände wie Kalk, Silikate und Metalloxyde werden ebenfalls wirksam gelöst
- mit einem Ultraschallbad wird die Wirkung beschleunigt

Anwendungshinweise:

- unverdünnte Anwendung bei starken Verunreinigungen
- bei leichten Verunreinigungen kann die Lösung aufgrund der hohen Wirksamkeit auch verdünnt angewendet werden (z.B. im Verhältnis: 1:5)
- gereinigte Gegenstände bzw. Arbeiten nach dem Reinigen gut abspülen
- Der Reinigungsbehälter darf nicht aus Edelstahl, Aluminium oder Acrylglas bestehen!

Art.Nr. 129005 Kanister 5000 ml VE: ab 1



Okklusionsspray

EINES DER BESTEN AM MARKT !!!

Okklusionsspray Okklusol

mikropulverisiertes Markierungsspray zur Sichtbarmachung von Kontaktpunkten und -flächen im Dentalbereich

- hohe Trennschärfe durch feinste Farbpigmente
- spezielles Ventil für einen homogenen und feinen (dünnen) Sprühfilm
- keine Verstopfungsprobleme

| | | | | |
|------------------------|------|-------|--|----------|
| dunkelgrün/mint | | | | |
| Art.Nr. 1111138 | Dose | 75 ml | | VE: ab 1 |
| hellgrün | | | | |
| Art.Nr. 1111140 | Dose | 75 ml | | VE: ab 1 |
| rot | | | | |
| Art.Nr. 1111145 | Dose | 75 ml | | VE: ab 1 |
| blau | | | | |
| Art.Nr. 1111146 | Dose | 75 ml | | VE: ab 1 |
| weiß, superfein | | | | |
| Art.Nr. 1111147 | Dose | 75 ml | | VE: ab 1 |

OKKLUSOL in 5 Farben !

OKKLUSOL hellgrün

... das „Meistverkaufte“

OKKLUSOL weiß, superfein

... in der Praxis 1000-fach als Scanspray eingesetzt und bewährt



Artikulationspapier

Artikulationspapier 200 µ

mit progressiver Farbtonung

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------|--|-------|
| blau | | | | |
| Art.Nr. BK 01 | Plastikspender | 300 Streifen/Blatt | | VE: 1 |
| blau | | | | |
| Art.Nr. BK 1001 | Nachfüllbox für BK 01 | 300 Streifen/Blatt | | VE: 1 |
| rot | | | | |
| Art.Nr. BK 02 | Plastikspender | 300 Streifen/Blatt | | VE: 1 |
| rot | | | | |
| Art.Nr. BK 1002 | Nachfüllbox für BK 02 | 300 Streifen/Blatt | | VE: 1 |



Artikulationspapier 100 µ

BAUSCH PROGRESS 100®, mit progressiver Farbtonung

| | | | | |
|----------------------|----------------|--------------------|--|-------|
| blau | | | | |
| Art.Nr. BK 51 | Plastikspender | 300 Streifen/Blatt | | VE: 1 |
| rot | | | | |
| Art.Nr. BK 52 | Plastikspender | 300 Streifen/Blatt | | VE: 1 |



Artikulationsseide 80 µ

mit progressiver Farbtonung

| | | | | |
|----------------------|------------------|--------------|--|-------|
| blau | | | | |
| Art.Nr. BK 07 | Band in der Dose | 16 mm x 10 m | | VE: 1 |
| rot | | | | |
| Art.Nr. BK 08 | Band in der Dose | 16 mm x 10 m | | VE: 1 |



Artikulationspapier 40 µ

Bausch Arti-Check® Occlusionspapier mikro-dünn 40 µ

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|------------------------------|--|-------|
| blau | | | | |
| Art.Nr. BK 09 | Heftchenpackung | 200 Streifen | | VE: 1 |
| rot | | | | |
| Art.Nr. BK 10 | Heftchenpackung | 200 Streifen | | VE: 1 |
| blau | | | | |
| Art.Nr. BK 13 | Rolle im Spender | 16 mm x 15 m | | VE: 1 |
| blau | | | | |
| Art.Nr. BK 1013 | Nachfüllpackung für BK 13 | 16 mm x 15 m | | VE: 1 |
| rot | | | | |
| Art.Nr. BK 14 | Rolle im Spender | 16 mm x 15 m | | VE: 1 |
| rot | | | | |
| Art.Nr. BK 1014 | Nachfüllpackung für BK 14 | 16 mm x 15 m | | VE: 1 |
| blau | | | | |
| Art.Nr. BK 15 | Rolle im Spender | 22 mm x 10 m | | VE: 1 |
| blau | | | | |
| Art.Nr. BK 1015 | Nachfüllpackung für BK 15 | 22 mm x 10 m | | VE: 1 |
| rot | | | | |
| Art.Nr. BK 16 | Rolle im Spender | 22 mm x 10 m | | VE: 1 |
| rot | | | | |
| Art.Nr. BK 1016 | Nachfüllpackung für BK 16 | 22 mm x 10 m | | VE: 1 |
| blau | | | | |
| Art.Nr. BK 61 | Streifenpackung | 200 vorgeschnittene Streifen | | VE: 1 |
| rot | | | | |
| Art.Nr. BK 62 | Streifenpackung | 200 vorgeschnittene Streifen | | VE: 1 |
| blau/rot | | | | |
| Art.Nr. BK 81 | Hufeisenform | 150 Blatt in Hufeisenform | | VE: 1 |



Artikulationsprüffolie

Artikulationsfolie 8 µ

Bausch Arti-Fol® Plastik ultra dünn 8 µ

| | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|-------|--|
| rot, 1-seitig | | | | |
| Art.Nr. BK 21 | Plastikspender | 22 mm x 20 m | VE: 1 | |
| rot, 1-seitig | | | | |
| Art.Nr. BK 1021 | Refill-Box für BK 21 | 22 mm x 20 m | VE: 1 | |
| grün, 1-seitig | | | | |
| Art.Nr. BK 22 | Plastikspender | 22 mm x 20 m | VE: 1 | |
| grün, 1-seitig | | | | |
| Art.Nr. BK 1022 | Refill-Box für BK 22 | 22 mm x 20 m | VE: 1 | |
| blau, 1-seitig | | | | |
| Art.Nr. BK 23 | Plastikspender | 22 mm x 20 m | VE: 1 | |
| blau, 1-seitig | | | | |
| Art.Nr. BK 1023 | Refill-Box für BK 23 | 22 mm x 20 m | VE: 1 | |
| schwarz, 1-seitig | | | | |
| Art.Nr. BK 70 | Rolle im Spender | 75 mm x 20 m | VE: 1 | |
| rot, 1-seitig | | | | |
| Art.Nr. BK 71 | Rolle im Spender | 75 mm x 20 m | VE: 1 | |
| grün, 1-seitig | | | | |
| Art.Nr. BK 72 | Rolle im Spender | 75 mm x 20 m | VE: 1 | |
| blau, 1-seitig | | | | |
| Art.Nr. BK 73 | Rolle im Spender | 75 mm x 20 m | VE: 1 | |



Artikulationsfolie 12 µ

Bausch Arti-Fol® Metallic ultra dünn 12 µ

| | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|-------|--|
| rot, 1-seitig | | | | |
| Art.Nr. BK 31 | Spender | 22 mm x 20 m | VE: 1 | |
| grün, 1-seitig | | | | |
| Art.Nr. BK 32 | Spender | 22 mm x 20 m | VE: 1 | |
| blau, 1-seitig | | | | |
| Art.Nr. BK 33 | Spender | 22 mm x 20 m | VE: 1 | |
| schwarz, 1-seitig | | | | |
| Art.Nr. BK 730 | Rolle im Spender | 75 mm x 20 m | VE: 1 | |
| rot, 1-seitig | | | | |
| Art.Nr. BK 731 | Rolle im Spender | 75 mm x 20 m | VE: 1 | |



Arti-Spot® + Fleximeter-Strips

Arti-Spot® High Spot Indikator

flüssige Kontaktfarbe zur Überprüfung der Passgenauigkeit von Kronen, Inlays, Onlays, Teleskopkronen, Klammern sowie Friktionsflächen von Geschieben

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|--|
| weiß - für Metalle | | | | |
| Art.Nr. BK 85 | Arti-Spot® 1 Pinselflasche | 15 ml | VE: 1 | |
| rot - für Porzellan | | | | |
| Art.Nr. BK 86 | Arti-Spot® 2 Pinselflasche | 15 ml | VE: 1 | |
| blau - für Friktionen | | | | |
| Art.Nr. BK 87 | Arti-Spot® 3 Pinselflasche | 15 ml | VE: 1 | |



Fleximeter-Strips

flexible Messlehren in drei verschiedenen Stärken zur Messung der Präparationshöhe beim Beschleifen von Zähnen für Restaurationen

- Stärke 1,0 mm - Farbe: rosa
- Stärke 1,5 mm - Farbe: grün
- Stärke 2,0 mm - Farbe: blau

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------|--|
| 15 Stück sortiert (5 Stück je Größe) | | | | |
| Art.Nr. BK 253 | 15 Fleximeter-Strips | 3 x 5 Stück | VE: 1 | |
| 3 Stück sortiert (1 Stück je Größe) | | | | |
| Art.Nr. BK 254 | 3 Fleximeter-Strips | 3 x 1 Stück | VE: 1 | |



Bausch Pinzetten

| | | | | |
|--|---------|----------|-------|--|
| Arti-Fol® Pinzette, gerade, eingefräste Längsnut | | | | |
| Art.Nr. BK 132 | Packung | Pinzette | VE: 1 | |
| Artikulationspapier-Pinzette (Miller-Pinzette) | | | | |
| Art.Nr. BK 142 | Packung | Pinzette | VE: 1 | |



Bimssteinpulver & Bimsdesinfektion

Bimssteinpulver

garantiert quarzfreies Poliermittel in den Mahlungen fein, mittel und grob; keine Silikosegefahr und hervorragende Arbeitseigenschaften. Das Bimssteinpulver ist ein unbehandeltes und umweltfreundliches Naturprodukt, das nach Gebrauch problemlos entsorgt werden kann

| | | | |
|--|--------|-------|----------|
| feine Mahlung Art.Nr. 48102 | Beutel | 5 kg | VE: ab 1 |
| feine Mahlung Art.Nr. 76243 | Eimer | 10 kg | VE: ab 1 |
| feine Mahlung Art.Nr. 48194 | Sack | 25 kg | VE: ab 1 |
| mittlere Mahlung Art.Nr. 48211 | Beutel | 5 kg | VE: ab 1 |
| mittlere Mahlung Art.Nr. 76245 | Eimer | 10 kg | VE: ab 1 |
| mittlere Mahlung Art.Nr. 48212 | Sack | 25 kg | VE: ab 1 |
| grobe Mahlung Art.Nr. 45726 | Beutel | 5 kg | VE: ab 1 |
| grobe Mahlung Art.Nr. 35864 | Eimer | 10 kg | VE: ab 1 |
| grobe Mahlung Art.Nr. 45727 | Sack | 25 kg | VE: ab 1 |



Bimsdesinfektionsmittel - „Polieröl“

gebrauchsfertige, antiseptische Anmischflüssigkeit, abgestimmt auf Polierpulver (z. B. Bimsmehl) in der Dentaltechnik

- Anmischflüssigkeit anstelle von Wasser
- desinfizierend beim Einsatz mit Bimpulver
- hohe bakterizide und fungizide Wirkung innerhalb einer Stunde
- hält das Poliermaterial dauerhaft feucht
- hautpflegende Zusatzstoffe schützen Haut und Hände
- aldehydfrei, biologisch abbaubar

| | | | |
|-----------------------|----------|---------|----------|
| Art.Nr. 300005 | Kanister | 5000 ml | VE: ab 1 |
|-----------------------|----------|---------|----------|



Gipsmittel

Gipsfällungsmittel - „Flockolino“

Fällungsmittel-Konzentrat für Gipswasser und Einbettschlamm – zum Schutz vor verstopften Abflussrohren und Geruchsbildung

- beugt verstopften Rohren vor
- Inhibitoren schützen vor unangenehmer Geruchsbildung
- der „Niederschlag“ kann normal entsorgt werden
- die regelmäßige Anwendung verlängert den Zeitraum bis zur Entleerung des Gipsbeckens

Anwendungshinweise:

- pro 10 Liter Gipsabscheidebecken abends 20 - 50 ml Flockolino zudosieren und kurz mit Wasser nachspülen
- Flockolino täglich verwenden; bei großem Gipswasserdurchsatz 2 x täglich

Aus der Praxis:

Bei einem Labor mit ca. 5 Mitarbeitern reichen in der Regel 15 - 20 ml Flockolino.

| | | | |
|-----------------------|----------|---------|----------|
| Art.Nr. 127553 | Kanister | 5000 ml | VE: ab 1 |
|-----------------------|----------|---------|----------|



Gipslöser speed - „Gipsweg“

gebrauchsfertiger Spezialreiniger für Gipse und gipsgebundene Einbettmassen

- löst Gipsverklumpungen superschnell & hochaktiv
- geeignet für den Einsatz im Ultraschallbad (Reinigungsvorgang wird beschleunigt)
- die verbleibende Aktivität kann durch abnehmende Bläschenbildung an Gipsoberflächen sichtbar beurteilt werden
- Rückstände in der Lösung beeinträchtigen die Aktivität nicht
- bei Stillstand der Blasenbildung muss die Lösung ausgetauscht werden

Anwendungshinweise:

- Vorsicht bei vernickelten Gegenständen! Es treten Verfärbungen auf.
- Der Reiniger ist nicht für Aluminium geeignet.

| | | | |
|-----------------------|----------|---------|----------|
| Art.Nr. 125553 | Kanister | 5000 ml | VE: ab 1 |
|-----------------------|----------|---------|----------|



Isoliermittel

ISOSEP

hervorragendes Universal-Trennmittel (3 in 1) für Gipse

- Gips gegen Gips
- Gips gegen Metall
- Gips gegen Kunststoff

Abgestimmt auf Dental-Gipse und Modellsystem-Materialien (keine Versprödung, Rissbildung etc.). Isoliert zwischen Abdruckgips und Modellgips sowie zwischen Modellstumpf und Modellsockel bei Sägeschnittmodellen. Isosep trocknet schnell und hinterlässt eine glatte Oberfläche ohne aufragenden Film.

| | | | |
|-----------------------|---------|---------|-------|
| Art.Nr. 125038 | Flasche | 1000 ml | VE: 1 |
|-----------------------|---------|---------|-------|



Silikonspray

universell einsetzbares Pflege- und Isolierspray aus qualitativ hochwertigen Silikonölen

- Trennmittel/Isoliermittel für Gipse, Kunststoffe und Keramik
- Pflegemittel für Trimmer, Artikulatoren, Scharniere etc.
- Schmiermittel für Schlösser, Zahnzangen, Scheren etc.
- Schutz vor Korrosion und Ablagerungen

Anwendungshinweise:

- Bei thermolabilen Materialien wie Gummi oder Latex wird eine Quellung verhindert.
- Silikonspray ist nicht geeignet für Silikonkautschuk; in solchen Fällen Spezial-Ölspray verwenden.
- Bei Bedarf Materialverträglichkeit prüfen.

| | | | |
|------------------------|------|--------|----------|
| Art.Nr. 1530400 | Dose | 400 ml | VE: ab 1 |
|------------------------|------|--------|----------|



Pinsel

Rotmarder-Pinsel

Dental- und Keramikpinsel in Kolinsky-Qualität

- nahtlose vernickelte Zwingen
- schwarz lackierte Stiele
- jeder Pinsel mit Haarschutz
- Größen: 00 bis 10
- ab Größe 6 mit Kugeln in den Zwingen

| | | | |
|------------------|-------|-----------------------|-------|
| Art.Nr. 40089/00 | Stück | Größe 00 | VE: 1 |
| Art.Nr. 40089/0 | Stück | Größe 0 | VE: 1 |
| Art.Nr. 40089/01 | Stück | Größe 1 | VE: 1 |
| Art.Nr. 40089/02 | Stück | Größe 2 | VE: 1 |
| Art.Nr. 40089/03 | Stück | Größe 3 | VE: 1 |
| Art.Nr. 40089/04 | Stück | Größe 4 | VE: 1 |
| Art.Nr. 40089/05 | Stück | Größe 5 | VE: 1 |
| Art.Nr. 40089/06 | Stück | Größe 6 - mit Kugeln | VE: 1 |
| Art.Nr. 40089/07 | Stück | Größe 7 - mit Kugeln | VE: 1 |
| Art.Nr. 40089/08 | Stück | Größe 8 - mit Kugeln | VE: 1 |
| Art.Nr. 40089/10 | Stück | Größe 10 - mit Kugeln | VE: 1 |



BIG Brush

Pinsel mit echtem Rotmarder Kolinskyhaar und feiner ausgeformter Spitze

- mit silberner Zwinde und schwarz lackiertem Stiel
- Metallkugeln in der Zwinde formen die Pinselspitze beim Ausschlagen
- eine feine Spitze ermöglicht punktgenaues Arbeiten mit kleinsten Mengen Keramikmasse
- voll ausgeformter „Bauch“ (Pinselkörper) zur Speicherung von Wasser
- verhindert das Austrocknen von Pinsel und Keramikmasse während des Arbeitsvorgangs

| | | | |
|----------------|-------|------------|-------|
| Art.Nr. 410016 | Stück | mit Kugeln | VE: 1 |
|----------------|-------|------------|-------|



Isolierpinsel

mit doppelt gebleichten Borsten

| | | | |
|-------------------------|-------|----------|-------|
| Größe 6 - roter Stiel | | | |
| Art.Nr. 40768/6 | Stück | Größe 6 | VE: 1 |
| Größe 10 - blauer Stiel | | | |
| Art.Nr. 40762/10 | Stück | Größe 10 | VE: 1 |
| Größe 16 - roter Stiel | | | |
| Art.Nr. 41762/16 | Stück | Größe 16 | VE: 1 |



Wachsglättungspinsel

- Spezialpinsel zum Reinigen und Glätten von Wachsmodellen
- kräftige, strapazierfähige Nylonborsten

| | | | |
|---------------|-------|--|-------|
| Art.Nr. 40186 | Stück | | VE: 1 |
|---------------|-------|--|-------|



Polierpaste

Diamant-Polierpaste

- hochdiamantiert
- für Keramik, Composite und Verblendkunststoffe
- für alle Aufbrennlegierungen
- Farben: rosa oder blau
- 50 g Dose oder 300 g Barren

| | | | |
|----------------|--------|-------|-------|
| rosa | | | |
| Art.Nr. 222055 | Dose | 50 g | VE: 1 |
| blau | | | |
| Art.Nr. 222050 | Dose | 50 g | VE: 1 |
| blau | | | |
| Art.Nr. 222300 | Barren | 300 g | VE: 1 |

Universal-Polierpaste

- universell einsetzbar
- exzellent für alle Materialien
- Farbe: weiß

| | | | |
|----------------|--------|-------|-------|
| weiß | | | |
| Art.Nr. 223060 | Barren | 300 g | VE: 1 |



Sekundenkleber

Quick Top Sekundenkleber - rot

Cyanacrylat-Klebstoff - extrem flüssig, sehr rasche Reaktion

Beliebt im Modellbau, im Dentallabor und bei überzeugten „Spezialisten“, die einen hochflüssigen, besonders schnellen Klebstoff lieben.

- Viskosität [mPas nach Brockfield bei 23°C]: 10-20
- Handfestigkeit [in Sek.]: 2-5
- Spaltfüllvermögen [in mm]: ca. 0,03
- temperaturbeständig bis maximal 80 °C

rote Schraubkappe
Art.Nr. 330051 Ampulle 10 g VE: ab 1



Quick Top Sekundenkleber - grün

Cyanacrylat-Klebstoff - sehr flüssig, normale Reaktion

Dringt in feine Risse und Spalten. Ausgehärtet spürbar fester als dickflüssigere Sorten.

- Viskosität [mPas nach Brockfield bei 23°C]: 5-10
- Handfestigkeit [in Sek.]: 5-15
- Spaltfüllvermögen [in mm]: ca. 0,03
- belastbare Maximaltemperatur: 120 °C

grüne Schraubkappe
Art.Nr. 320051 Ampulle 10 g VE: ab 1

Quick Top Sekundenkleber - blau

Cyanacrylat-Klebstoff - normal flüssig, normale Reaktion

Standardklebstoff mit hoher Klebkraft. Universell einsetzbar: hochfeste Verbindung mit Gips, Metallen, Keramik, Kunststoffen und Gummi.

- Viskosität [mPas nach Brockfield bei 23°C]: 35-70
- Handfestigkeit [in Sek.]: 5-30
- Spaltfüllvermögen [in mm]: ca. 0,05
- temperaturbeständig bis maximal 80 °C

blaue Schraubkappe
Art.Nr. 310051 Ampulle 10 g VE: ab 1

Quick Top Sekundenkleber - moosgrün

Cyanacrylat-Klebstoff - extrem flüssig, mit Pinsel

Kleberreaktion auf Gips in feinste Risse. Sehr gut zum Härten von Gipsstümpfen. (anstatt mit Stumpflack)

- Viskosität [mPas nach Brockfield bei 23°C]: 2-6
- Handfestigkeit [in Sek.]: 20-50
- Spaltfüllvermögen [in mm]: ca. 0,03

weiße Schraubkappe
Art.Nr. 30105 Pinselflasche 10 g VE: ab 1

Cyanklebstoffe reagieren auf Feuchtigkeit, Licht und Wärme. Klebstoffe möglichst dauerhaft kühl lagern – maximal 6 °C - damit der Klebstoff nach Anbruch möglichst restlos verbraucht werden kann.

Stumpflacke

Stumpflack, farbig

Speziallacke, lufttrocknend, für harte, kratz feste und glatte Oberflächen in der Dentaltechnik

- Schichtstärke: 10 µm – 11 µm
- sehr kurze Trocknungszeit
- sehr abdampfesistent
- Spezialpinsel für leichte Applikation
- verschiedene Farben können übereinander aufgetragen werden
- die Lacke widerstehen hohen mechanischen Belastungen

roter Stumpflack
Art.Nr. 125002 Pinselflasche 25 ml VE: ab 1
 blauer Stumpflack
Art.Nr. 125001 Pinselflasche 25 ml VE: ab 1



Verdünner

- die Zugabe von Verdünner erzeugt niedrig viskose Lacke und damit dünnere Auftragsstärken
- zudem lassen sich „dicker“ gewordene Lacke wieder in eine niedrigere bzw. in die ursprüngliche Viskosität versetzen

Art.Nr. 125000 Pinselflasche 25 ml VE: ab 1



Hardener

- zur Härtung von Gipsstümpfen und Kanten.
- zur Basisgrundierung für den Stumpflack zur Erhöhung der Haftung.

Art.Nr. 161969 Pinselflasche 20 ml VE: ab 1



Trennscheiben

Trennscheibe Ø 25 x 0,6 mm

Typ „Alpha“ zur Bearbeitung von Modellguss-Edelmetall

- superschnelle Trennscheibe
- Größe Ø 25 x 0,6 mm
- für Modellguss
- niedrige Staubbildung
- hohe Standzeit

Art.Nr. 324560 Packung 100 Stück VE: 1



Trennscheibe Ø 38 x 1,0 mm

Typ „Alpha Tec“ zum Trennen und Verschleifen

- gewebeverstärkte Trennscheiben
- Größe Ø 38 x 1,0 mm
- für Modellguss und K + B-Technik
- mit kreuzvernetzter Verstärkungseinlage aus Glasfaser
- niedrige Staubbildung
- hohe Standzeit

Art.Nr. 325550 Packung 50 Stück VE: 1



Bleaching

Perfect Bleach® 10% & Perfect Bleach® 16%

Gel zur Aufhellung verfärbter Zähne (10 % / 16 % Carbamidperoxid)

schonende und dauerhafte Aufhellung vitaler und devitaler Zähne, z. B. bei Verfärbungen durch Medikamente, Fluorose, ernährungsbedingte Ablagerungen, Traumata, altersbedingte Zahnverfärbungen u. ä.

Vorteile:

- einfache und anwenderfreundliche Handhabung
- schonend zu Zahnschmelz und vorhandenen Restaurationen
- deutlich sichtbarer Aufhellungserfolg bereits nach kurzer Zeit
- angenehmer Minzgeschmack

das Mini Set ist besonders geeignet für:

- Zahnärzte, die die Herstellung der Schiene an ein externes Labor abgeben
- Patienten, die bereits eine Bleichschiene besitzen

das Set ist besonders geeignet für

- Zahnärzte, die die Bleichschiene in der eigenen Praxis herstellen



Perfect Bleach® 10% - Mini Set

Art.Nr. 206210 Mini Set Spritze 4 x 2,4 ml mit 10 % Carbamidperoxid, Aufbewahrungsbox, Kosmetiktasche VE: 1

Perfect Bleach® 10% - Set

Art.Nr. 37143 Set Spritze 6 x 2,4 ml mit 10 % Carbamidperoxid, Block Out Gel LC Spritze 1,2 ml, Tiefziehschienen für 2 Trays, Aufbewahrungsbox, Kosmetiktasche, Farbskala, Zubehör VE: 1

Perfect Bleach® 10% - Refill Set

Art.Nr. 20788 Refill-Set Spritze 3 x 2,4 ml 10 % Carbamidperoxid VE: 1

Perfect Bleach® 16% - Mini Set

Art.Nr. 206212 Mini Set Spritze 4 x 2,4 ml mit 16 % Carbamidperoxid, Aufbewahrungsbox, Kosmetiktasche VE: 1

Perfect Bleach® 16% - Set

Art.Nr. 9129 Set Spritze 6 x 2,4 ml mit 16 % Carbamidperoxid, Block Out Gel LC Spritze 1,2 ml, Tiefziehschienen für 2 Trays, Aufbewahrungsbox, Kosmetiktasche, Farbskala, Zubehör VE: 1

Perfect Bleach® 16% - Refill Set

Art.Nr. 25530 Refill-Set Spritze 3 x 2,4 ml 16 % Carbamidperoxid VE: 1

Perfect Bleach® Office+

35%ige Wasserstoffperoxid-Konzentration zur sicheren und schnellen Aufhellung von Verfärbungen

- guter Kontrast zum Zahn und zum LC Dam durch rötliche Einfärbung des Materials
- sowohl für externes als auch für internes Bleichen zu verwenden
- Perfect Bleach Office+ in der praktischen QuickMix Spritze
- es wird nur die Menge Gel aktiviert, die benötigt wird
- keine Mischfehler und immer frisches Gel
- auf Composite basierender Gingivaschutz (LC Dam)
- keine schmerzhaft Wärmeaufladung beim Lichthärten des Gingivaschutzes

Perfect Bleach Office+ eignet sich zur Aufhellung einzelner oder mehrerer verfärbter vitaler oder devitaler Zähne. Der Aufhellungserfolg hängt von der natürlichen Zahnfarbe sowie der Intensität und Ursache der Verfärbung ab.

aufgehellt werden können Verfärbungen organischen Ursprungs, die in der Regel folgende Ursachen haben:

- Verfärbungen infolge von Traumata
- Medikamentös bedingte Verfärbungen (z. B. Tetracyclin)

Verfärbungen anorganischen Ursprungs, z. B. durch Bestandteile des Amalgams (Silber) sowie Restaurationen, werden nicht aufgehellt

| | | | |
|-----------------------|---------|--|-------|
| Set | | | |
| Art.Nr. 213886 | Set | Set QuickMix Spritze 2 x 4 ml, LC Dam Spritze 2 x 2 g, Zubehör | VE: 1 |
| QuickMix Spritze | | | |
| Art.Nr. 213885 | Packung | QuickMix Spritze 4 ml, Zubehör | VE: 1 |
| LC DAM | | | |
| Art.Nr. 206480 | Packung | LC Dam Spritze 2 g, Zubehör | VE: 1 |



Mundschutz

Style Blueberry

3-lagiger Mundschutz mit dunkelblauem Paisleymuster und latexfreiem Elastikband

3-lagig, dunkelblau/weiß
Art.Nr. 02420-DB Packung 50 Stück VE: ab 2



Style Grape

3-lagiger Mundschutz mit weinrotem Paisleymuster und latexfreiem Elastikband

3-lagig, weinrot/weiß
Art.Nr. 02420-WR Packung 50 Stück VE: ab 2



Style Black

4-lagiger Mundschutz in schwarz und latexfreiem Elastikband

4-lagig, schwarz
Art.Nr. 02420-SCH Packung 50 Stück VE: ab 2



MED-COMFORT Mundschutz

3-lagiger Mundschutz mit latexfreiem Elastikband

| | | | |
|---------------------------|---------|----------|----------|
| blau | | | |
| Art.Nr. 02201-B | Packung | 50 Stück | VE: ab 2 |
| gelb | | | |
| Art.Nr. 02201-Y | Packung | 50 Stück | VE: ab 2 |
| grün | | | |
| Art.Nr. 02201-G | Packung | 50 Stück | VE: ab 2 |
| lila | | | |
| Art.Nr. 02201-L | Packung | 50 Stück | VE: ab 2 |
| limette | | | |
| Art.Nr. 02201-LIME | Packung | 50 Stück | VE: ab 2 |
| Farbmix | | | |
| Art.Nr. 02201-MIX | Packung | 50 Stück | VE: ab 2 |
| orange | | | |
| Art.Nr. 02201-O | Packung | 50 Stück | VE: ab 2 |
| pink | | | |
| Art.Nr. 02201-P | Packung | 50 Stück | VE: ab 2 |
| weiß | | | |
| Art.Nr. 02201-W | Packung | 50 Stück | VE: ab 2 |



MED-COMFORT Mundschutz

3-lagiger Mundschutz zum Binden

| | | | | |
|------------------------|---------|----------|----------|--|
| blau | | | | |
| Art.Nr. 02101-B | Packung | 50 Stück | VE: ab 2 | |
| gelb | | | | |
| Art.Nr. 02101-Y | Packung | 50 Stück | VE: ab 2 | |
| grün | | | | |
| Art.Nr. 0201-G | Packung | 50 Stück | VE: ab 2 | |
| lila | | | | |
| Art.Nr. 02101-L | Packung | 50 Stück | VE: ab 2 | |
| orange | | | | |
| Art.Nr. 02101-O | Packung | 50 Stück | VE: ab 2 | |
| pink | | | | |
| Art.Nr. 02101-P | Packung | 50 Stück | VE: ab 2 | |
| weiß | | | | |
| Art.Nr. 02101-W | Packung | 50 Stück | VE: ab 2 | |



Mundspülbecher

Mundspülbecher 180 ml - weiß

| | | | | |
|------------------------|--------|------------|----------|--|
| weiß | | | | |
| Art.Nr. 09030-W | Karton | 3000 Stück | VE: ab 1 | |



Mundspülbecher 180 ml - schwarz

| | | | | |
|--------------------------|--------|------------|----------|--|
| schwarz | | | | |
| Art.Nr. 09030-SCH | Karton | 3000 Stück | VE: ab 1 | |



Mundspülbecher 180 ml - Style Blueberry

mit dunkelblauem Paisleymuster

| | | | | |
|------------------------------|--------|------------|----------|--|
| dunkelblau/transparent | | | | |
| Art.Nr. 09030-1000-DB | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |



Mundspülbecher 180 ml - Style Grape

mit weinrotem Paisleymuster

| | | | | |
|------------------------------|--------|------------|----------|--|
| weinrot/transparent | | | | |
| Art.Nr. 09030-1000-WR | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |



Mundspülbecher 180 ml - Style tutti frutti

in den Trendfarben gelb, orange, pink und grün

| | | | | |
|--------------------------|--------|---------------------------|----------|--|
| tutti frutti | | | | |
| Art.Nr. 09030-800 | Karton | 800 Stück (4 x 200 Stück) | VE: ab 1 | |



Mundspülbecher 180 ml - farbig

| | | | | |
|---------------------------|--------|------------|----------|--|
| blau | | | | |
| Art.Nr. 09030-B | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| gelb | | | | |
| Art.Nr. 09030-Y | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| grün | | | | |
| Art.Nr. 09030-G | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| hellblau | | | | |
| Art.Nr. 09030-LB | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| lila | | | | |
| Art.Nr. 09030-L | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| limette | | | | |
| Art.Nr. 09030-LIME | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| orange | | | | |
| Art.Nr. 09030-O | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| pink | | | | |
| Art.Nr. 09030-P | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| rosa | | | | |
| Art.Nr. 09030-ROSE | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| rot | | | | |
| Art.Nr. 09030-R | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| weinrot | | | | |
| Art.Nr. 09030-WR | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |



Becherspender

Becherspender aus Acryl passend für 150 ml, 180 ml und 200 ml Becher

| | | | |
|------------------------|-------|--|----------|
| Art.Nr. 09058-A | Stück | | VE: ab 1 |
|------------------------|-------|--|----------|



Applikationshilfen

Einmal-Mikro-Applikatoren

zum Auftragen von flüssigen Dentalmaterialien, Pasten und Gels

- biegsame Spitze für ein genaues Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
- säurefest gegen Bondings und andere Materialien
- Griff: Kunststoff, Spitze: Nylon, fusselfrei, Länge: ca. 103 mm

| | | | | |
|--------------------------------|------|-----------|----------|--|
| Farbe: weiß, Größe: super fine | | | | |
| Art.Nr. 09111-W-S | Dose | 100 Stück | VE: ab 1 | |
| Farbe: gelb, Größe: fine | | | | |
| Art.Nr. 09111-Y-M | Dose | 100 Stück | VE: ab 1 | |
| Farbe: orange, Größe: regular | | | | |
| Art.Nr. 09111-O-L | Dose | 100 Stück | VE: ab 1 | |
| Farbe: lila, Größe: regular | | | | |
| Art.Nr. 09111-L-L | Dose | 100 Stück | VE: ab 1 | |
| Farbe: grün, Größe: regular | | | | |
| Art.Nr. 09111-G-L | Dose | 100 Stück | VE: ab 1 | |
| Farbe: blau, Größe: regular | | | | |
| Art.Nr. 09111-B-L | Dose | 100 Stück | VE: ab 1 | |



Patientenschutz

Patientenumhang

aus Tissue/PE, ca. 50 x 60 cm, hoch absorbierend, auf Rolle

| | | | | |
|---------------------------|-------|----------|----------|--|
| blau | | | | |
| Art.Nr. 09001-B | Rolle | 80 Stück | VE: ab 2 | |
| gelb | | | | |
| Art.Nr. 09001-Y | Rolle | 80 Stück | VE: ab 2 | |
| grün | | | | |
| Art.Nr. 09001-G | Rolle | 80 Stück | VE: ab 2 | |
| hellblau | | | | |
| Art.Nr. 09001-LB | Rolle | 80 Stück | VE: ab 2 | |
| lila | | | | |
| Art.Nr. 09001-L | Rolle | 80 Stück | VE: ab 2 | |
| limette | | | | |
| Art.Nr. 09001-LIME | Rolle | 80 Stück | VE: ab 2 | |
| orange | | | | |
| Art.Nr. 09001-O | Rolle | 80 Stück | VE: ab 2 | |
| pink | | | | |
| Art.Nr. 09001-P | Rolle | 80 Stück | VE: ab 2 | |
| rosa | | | | |
| Art.Nr. 09001-ROSE | Rolle | 80 Stück | VE: ab 2 | |
| rot | | | | |
| Art.Nr. 09001-R | Rolle | 80 Stück | VE: ab 2 | |
| weinrot | | | | |
| Art.Nr. 09001-WR | Rolle | 80 Stück | VE: ab 2 | |



Patientenservietten

aus Tissue/PE, ca. 33 x 45 cm, hoch absorbierend

| | | | | |
|---------------------------|--------|-----------|----------|--|
| blau | | | | |
| Art.Nr. 09027-B | Karton | 500 Stück | VE: ab 1 | |
| gelb | | | | |
| Art.Nr. 09027-Y | Karton | 500 Stück | VE: ab 1 | |
| grün | | | | |
| Art.Nr. 09027-G | Karton | 500 Stück | VE: ab 1 | |
| hellblau | | | | |
| Art.Nr. 09027-LB | Karton | 500 Stück | VE: ab 1 | |
| lila | | | | |
| Art.Nr. 09027-L | Karton | 500 Stück | VE: ab 1 | |
| limette | | | | |
| Art.Nr. 09027-LIME | Karton | 500 Stück | VE: ab 1 | |
| orange | | | | |
| Art.Nr. 09027-O | Karton | 500 Stück | VE: ab 1 | |
| pink | | | | |
| Art.Nr. 09027-P | Karton | 500 Stück | VE: ab 1 | |
| rosa | | | | |
| Art.Nr. 09027-ROSE | Karton | 500 Stück | VE: ab 1 | |
| rot | | | | |
| Art.Nr. 09027-R | Karton | 500 Stück | VE: ab 1 | |
| weinrot | | | | |
| Art.Nr. 09027-WR | Karton | 500 Stück | VE: ab 1 | |



MED-COMFORT Zelltuchserviette

weiß, ca. 40 x 40 cm, 2-lagig

| | | | | |
|--------------------------|--------|------------|----------|--|
| weiß | | | | |
| Art.Nr. 09025-W-2 | Karton | 1500 Stück | VE: ab 1 | |



Nasskreppservietten

weiß, ca. 34 x 38 cm, einlagig

| | | | | |
|----------------------|---------|------------|----------|--|
| weiß | | | | |
| Art.Nr. 09020 | Packung | 1000 Stück | VE: ab 2 | |



MED-COMFORT Nasskreppservietten

weiß, ca. 34 x 38 cm, extra starke Qualität

| | | | | |
|------------------------|---------|------------|----------|--|
| weiß | | | | |
| Art.Nr. 09020-1 | Packung | 1000 Stück | VE: ab 2 | |



Einweghalter für Patientenservietten

410 mm lang, 22 mm breit, weiß, größenflexibel, mit Klettverschluss

| | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|--|
| weiß | | | | |
| Art.Nr. 09027-HALTER | Packung | 250 Stück | VE: ab 4 | |



Kopfstützenschoner

weiß, ca. 25 x 33 cm, PE-beschichtet

| | | | | |
|------------------------|--------|-----------|-------|--|
| weiß | | | | |
| Art.Nr. 04902-W | Karton | 500 Stück | VE: 1 | |



Prophylaxe

CleanJoy®

fluoridhaltige Zahnreinigungs- und Polierpaste in drei aufeinander abgestimmten Varianten

- rote Paste (grob – RDA-Wert* = 195): entfernt vor allem starke, hartnäckige Beläge und Verfärbungen effektiv und gleichzeitig schonend
- gelbe Paste (mittel – RDA-Wert* = 127): optimale Beseitigung leichter bis mittlerer Beläge
- grüne Paste (fein – RDA-Wert* = 16): entfernt leichte Beläge. Sie eignet sich auch für die Reinigung von Implantaten

Die grüne Paste ist zur abschließenden Politur nach Verwendung der roten und / oder gelben Paste/n erforderlich. Des Weiteren kann sie auch nach dem Gebrauch eines Pulverstrahlgerätes angewendet werden.

Die Pasten enthalten Fluorid (700 ppm) und Xylitol (hemmende Wirkung auf den Bakterienstoffwechsel) und haben einen angenehm leichten Minzgeschmack.

| | | | | |
|-----------------------|------|-------|--|-------|
| grob, RDA 195 | | | | |
| Art.Nr. 220846 | Tube | 100 g | | VE: 1 |
| mittel, RDA 127 | | | | |
| Art.Nr. 220845 | Tube | 100 g | | VE: 1 |
| fein, RDA 16 | | | | |
| Art.Nr. 220844 | Tube | 100 g | | VE: 1 |



Profluorid® Varnish

fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung (5% NaF)

Anwendungsbereiche:

- Behandlung von hypersensiblen Zähnen
- Versiegelung der Dentintubuli bei Kavitätenpräparationen oder empfindlichen Wurzeloberflächen

Vorteile:

- problemlose Anwendung auf feuchten Oberflächen
- ästhetischer, zahnfarbener Lack
- schnelle Desensibilisierung und Fluoridabgabe (5 % NaF = 22.600 ppm Fluorid)
- in fünf Geschmacksrichtungen erhältlich: Melone, Minze, Kirsche, Karamell und Bubble Gum
- dünn aufzutragen und dadurch ergiebig



| | | | | |
|---|---------|-----------------------------|--|-------|
| Melone | | | | |
| Art.Nr. 98602 | Tube | 10 ml | | VE: 1 |
| Karamell | | | | |
| Art.Nr. 216559 | Tube | 10 ml | | VE: 1 |
| Kirsche | | | | |
| Art.Nr. 216560 | Tube | 10 ml | | VE: 1 |
| Minze | | | | |
| Art.Nr. 216561 | Tube | 10 ml | | VE: 1 |
| Melone | | | | |
| Art.Nr. 227461 | Tube | 50 ml | | VE: 1 |
| Mixed (sortiert) | | | | |
| Art.Nr. 208248 | Packung | 48 SingleDosen x 0,4 ml | | VE: 1 |
| Melone | | | | |
| Art.Nr. 98662 | Packung | 50 SingleDosen x 0,4 ml | | VE: 1 |
| Karamell | | | | |
| Art.Nr. 208249 | Packung | 50 SingleDosen x 0,4 ml | | VE: 1 |
| Kirsche | | | | |
| Art.Nr. 208250 | Packung | 50 SingleDosen x 0,4 ml | | VE: 1 |
| Minze | | | | |
| Art.Nr. 208251 | Packung | 50 SingleDosen x 0,4 ml | | VE: 1 |
| Bubble Gum | | | | |
| Art.Nr. 237376 | Packung | 50 SingleDosen x 0,4 ml | | VE: 1 |
| Melone | | | | |
| Art.Nr. 208253 | Packung | 200 SingleDosen x 0,4 ml | | VE: 1 |
| Karamell | | | | |
| Art.Nr. 208246 | Packung | 200 SingleDosen x 0,4 ml | | VE: 1 |
| Kirsche | | | | |
| Art.Nr. 208252 | Packung | 200 SingleDosen x 0,4 ml | | VE: 1 |
| Minze | | | | |
| Art.Nr. 208247 | Packung | 200 SingleDosen x 0,4 ml | | VE: 1 |
| Bubble Gum | | | | |
| Art.Nr. 237377 | Packung | 200 SingleDosen x 0,4 ml | | VE: 1 |
| Melone | | | | |
| Art.Nr. 227460 | Packung | 5 Zylinderampullen x 1,7 ml | | VE: 1 |
| Applikationskanülen Typ 43 für Zylinderampullen | | | | |
| Art.Nr. 83889 | Packung | 100 Stück | | VE: 1 |

Remin Pro®

schützende Zahnpflege mit Hydroxylapatit, Fluorid und Xylitol in 3 Geschmacksrichtungen

Anwendungsbereiche:

- nach dem Bleaching
- nach der professionellen Zahnreinigung
- Vorbeugung und Kontrolle von Hypersensibilitäten
- während einer kieferorthopädischen Behandlung

Vorteile:

- enthält Fluorid (1.450 ppm), Hydroxylapatit und Xylitol
- sorgt für ein Gleichgewicht der Mundflora und schützt die Zähne somit vor schädlichen Säureattacken
- kariostatische Eigenschaften durch enthaltenes Xylitol
- täglich anwendbar und besonders gut für den Hausgebrauch geeignet

Melone

Art.Nr. 207191 Packung 12 x Tube 40 g VE: 1

Minze

Art.Nr. 206734 Packung 12 x Tube 40 g VE: 1

Erdbeere

Art.Nr. 206723 Packung 12 x Tube 40 g VE: 1

sortiert (12 Tuben)

Art.Nr. 206214 Packung 4 x Tube 40 g je Geschmacksrichtung VE: 1

sortiert (3 Tuben)

Art.Nr. 206202 Packung 1 x Tube 40 g je Geschmacksrichtung VE: 1



Remin Pro® forte

schützende Zahnpflege mit Hydroxylapatit, Fluorid und Xylitol mit zusätzlich hochwertigen Ingwer- und Curcuma-Extrakten (antibakterieller und entzündungshemmender Effekt)

Vorteile:

- mit Fluorid, Hydroxylapatit und Xylitol: Wiederherstellung der Mineralbilanz, Neutralisation von Säuren aus der Plaque
- zusätzlich mit hochwertigen Ingwer- und Curcuma-Extrakten: antibakterieller und entzündungshemmender Effekt
- ganzheitliche Unterstützung der Mundgesundheit: Vorbeugung und Kontrolle von Hypersensibilitäten, Unterstützung bei der Heilung und Regeneration gereizter Schleimhäute

Ingwer

Art.Nr. 229906 Tube Tube 40 g VE: 1

Ingwer (12 Tuben)

Art.Nr. 237424 Packung 12 x Tube 40 g VE: 1



Grandio® Seal

lichthärtender Nano-Hybrid Fissurenversiegler in der NDT®-Spritze

Anwendungsbereiche:

- Versiegelung / Füllung von Fissuren und Grübchen
- Versiegelung / Verblendung geschädigter Schmelzoberflächen
- Abdeckung der Prädispositionsstellen der Karies bei kieferorthopädischen Behandlungen
- Versiegelung von Milchzähnen

Vorteile:

- Einsatz von isolierten Nano-Füllstoffen für ein optimales Fließverhalten
- mit 70 Gew.% höchster Füllstoffgehalt seiner Klasse
- herausragende physikalische Eigenschaften
- exzellentes Handling
- optimale Benetzungseigenschaften
- perfekte Randadaption
- ideal zur Versiegelung von Füllungen aus Kunststoff oder Glasionomer als Feuchtigkeitsschutzschicht

Set

Art.Nr. 14513 Set Spritzen 5 x 2 g, 5 ml Vococid Gel, Applikationskanülen Typ 45 VE: 1

Nachfüllpack

Art.Nr. 14562 Nachfüllpack Spritzen 2 x 2 g, Applikationskanülen Typ 45 VE: 1



Prophylaxe Set

All-in-One: Professionelle Prophylaxeprodukte von VOCO in einem Set: Fluoridlack, Fissurenversiegler, Reinigungspaste und Zahnpflege

CleanJoy® - Fluoridhaltige Zahnreinigungs- und Polierpaste in drei Reinigungsstärken

VOCO Profluorid® Varnish - Fluoridhaltiger Lack zur Zahndesensibilisierung

Remin Pro® bzw. Remin Pro® forte - Schützende Zahnpflege mit Fluorid und Hydroxylapatit

Grandio® Seal - Lichthärtender Nano-Hybrid Fissurenversiegler

im Set enthalten:

1 x CleanJoy Tube 100 g, fein (RDA 16)

1 x CleanJoy Tube 100 g, mittel (RDA 127)

1 x Remin Pro Tube 40 g, Melone

1 x Remin Pro Tube 40 g, Ingwer

je 3 x Profluorid Varnish Single Dose 0,4 ml (Melone, Karamell, Minze, Kirsche)

2 x Grandio Seal Spritze 2 g

Art.Nr. 235703

Set

VE: 1



Trays & Traypapiere

Tray-Filterpapier 18 x 28 cm

- Material: Dentalkrepp (Zellstoff)
- chlor- und dioxinfrei gebleicht
- hohe Saugfähigkeit
- hohe Nassfestigkeit

| | | | | |
|---------------------------|--------|------------|----------|--|
| blau | | | | |
| Art.Nr. 09047-B | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| gelb | | | | |
| Art.Nr. 09047-Y | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| grün | | | | |
| Art.Nr. 09047-G | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| hellblau | | | | |
| Art.Nr. 09047-LB | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| lila | | | | |
| Art.Nr. 09047-L | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| limette | | | | |
| Art.Nr. 09047-LIME | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| orange | | | | |
| Art.Nr. 09047-O | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| rosa | | | | |
| Art.Nr. 09047-ROSE | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| weinrot | | | | |
| Art.Nr. 09047-WR | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| weiß | | | | |
| Art.Nr. 09047-WR | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |



Tray-Filterpapier 28 x 36 cm

- Material: Dentalkrepp (Zellstoff)
- chlor- und dioxinfrei gebleicht
- hohe Saugfähigkeit
- hohe Nassfestigkeit

| | | | | |
|---------------------------|--------|------------|----------|--|
| blau | | | | |
| Art.Nr. 09041-B | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| gelb | | | | |
| Art.Nr. 09041-Y | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| grün | | | | |
| Art.Nr. 09041-G | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| hellblau | | | | |
| Art.Nr. 09041-LB | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| lila | | | | |
| Art.Nr. 09041-L | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| limette | | | | |
| Art.Nr. 09041-LIME | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| orange | | | | |
| Art.Nr. 09041-O | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| rosa | | | | |
| Art.Nr. 09041-ROSE | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| weinrot | | | | |
| Art.Nr. 09041-WR | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |
| weiß | | | | |
| Art.Nr. 09041-W | Karton | 1000 Stück | VE: ab 1 | |

Normtray-Kassetten 18 x 28 cm

Böden und Deckel, gelocht oder ungelocht sowie passender Instrumenteneinsatz

- Maße: 18 x 28 cm
- aus hochwertigem Edelstahl
- autoklavierbar bis 134 °C
- zur Reinigung im Thermodesinfektor (RDG) geeignet

| | | | | |
|----------------------|-------|--|-------|--|
| Boden, ungelocht | | | | |
| Art.Nr. 10151 | Stück | | VE: 1 | |
| Deckel, ungelocht | | | | |
| Art.Nr. 10150 | Stück | | VE: 1 | |
| Boden, gelocht | | | | |
| Art.Nr. 28459 | Stück | | VE: 1 | |
| Deckel, gelocht | | | | |
| Art.Nr. 76143 | Stück | | VE: 1 | |
| Instrumentenhalter | | | | |
| Art.Nr. 53401 | Stück | | VE: 1 | |



Verbrauchsmaterial

Zahnbürsten

mit Zahnpasta, für den Einmalgebrauch

- Abmessung Zahnbürste: gesamt ca. 15 cm, Kopf: ca. 2,6 cm
- Zahnpasta-Inhaltsstoffe: F186 Aqua, Sorbitol, Glycerol, Sodium Lauryl Sulfate, DL-Menthol, Thickener, Perfume, Sweetener, Carbomer, Butanamide

| | | | | |
|---------------------------|---------|-----------|----------|--|
| blau | | | | |
| Art.Nr. 09590-B | Packung | 100 Stück | VE: ab 2 | |
| gelb | | | | |
| Art.Nr. 09590-Y | Packung | 100 Stück | VE: ab 2 | |
| grün | | | | |
| Art.Nr. 09590-G | Packung | 100 Stück | VE: ab 2 | |
| lila | | | | |
| Art.Nr. 09590-L | Packung | 100 Stück | VE: ab 2 | |
| limette | | | | |
| Art.Nr. 09590-LIME | Packung | 100 Stück | VE: ab 2 | |
| orange | | | | |
| Art.Nr. 09590-O | Packung | 100 Stück | VE: ab 2 | |
| pink | | | | |
| Art.Nr. 09590-P | Packung | 100 Stück | VE: ab 2 | |
| weinrot | | | | |
| Art.Nr. 09590-WR | Packung | 100 Stück | VE: ab 2 | |



Kältespray

mit Pfefferminz-Geschmack zur Vitalitätsprüfung am Zahn und zum Abkühlen von Abformmaterialien und Tiefziehfolien

- kühlt bis -45°C
- verdampft sofort und rückstandsfrei
- mit Applikationsröhrchen für punktgenaues Sprühen
- nur für die extraorale Anwendung (mit Zahnwaterrollen oder Schaumstoffpellets)

Art.Nr. 1520200 Dose 200 ml VE: ab 1



Zahnwaterrollen

zum Aufsaugen, Abhalten, Polstern und als Hilfsmittel für den Vitalitätstest

Material: Baumwolle, chlorfrei gebleicht, weiß

- Größe 1: Durchmesser 0,8 cm, Länge 4 cm
- Größe 2: Durchmesser 1,0 cm, Länge 4 cm
- Größe 3: Durchmesser 1,2 cm, Länge 4 cm
- Größe 4: Durchmesser 1,4 cm, Länge 4 cm

| | | | |
|-----------------|--------|-----------|----------|
| Größe 1 | | | |
| Art.Nr. 09060-1 | Beutel | ca. 300 g | VE: ab 2 |
| Größe 2 | | | |
| Art.Nr. 09060-2 | Beutel | ca. 300 g | VE: ab 2 |
| Größe 3 | | | |
| Art.Nr. 09060-3 | Beutel | ca. 300 g | VE: ab 2 |
| Größe 4 | | | |
| Art.Nr. 09060-4 | Beutel | ca. 300 g | VE: ab 2 |



Sofortkältekomresse ca. 15 x 17 cm

- zur lokalen Schmerzlinderung
- wirkt zudem abschwellend

Art.Nr. REF 44053 Stück VE: 1



Kalt-/Warm-Kompresse

Gel-Kompresse für die Kalt-Anwendung und die Warm-Anwendung

Kalt-Anwendung: 2 Stunden vor Gebrauch in Gefrierfach oder Tiefkühltruhe legen
Wirkung: lokal schmerzlindernd, abschwellend
Warm-Anwendung: ca. 5 Min. in max. 80 °C heißem Wasser erwärmen
Wirkung: lokal durchblutungsfördernd, spannungslösend
Die Kalt-/Warm-Kompressen können mehrfach verwendet werden, sind aber nur für die äußere Anwendung bestimmt.

| | | | |
|-------------------|-------|--|-------|
| 13 x 14 cm | | | |
| Art.Nr. REF 44059 | Stück | | VE: 1 |
| 12 x 29 cm | | | |
| Art.Nr. REF 44054 | Stück | | VE: 1 |



Abdruck

Individuo Lux

vorgeformte, individuelle Abformplatten, lichthärtend

Anwendung:

- Anfertigung individueller Abform- und Funktionslöffel in der Kronen-, Brücken- und Totalprothetik
- Erarbeitung von Basen für Bisschablonen
- Anfertigung von Bissregistraten

Produktvorteile:

- ermöglicht genaues und materialsparendes Arbeiten
- stabile und bruchfeste Löffel
- angenehmes Pfefferminzaroma
- nicht klebrige Konsistenz
- Lichthärtung mit handelsüblichem Halogenlicht oder UVA-Licht

| | | | |
|-------------------------------|---------|----------|-------|
| Oberkiefer, blau-opak | | | |
| Art.Nr. 89699 | Packung | 50 Stück | VE: 1 |
| Unterkiefer, blau-opak | | | |
| Art.Nr. 89698 | Packung | 50 Stück | VE: 1 |
| Oberkiefer, blau-transparent | | | |
| Art.Nr. 42689 | Packung | 50 Stück | VE: 1 |
| Unterkiefer, blau-transparent | | | |
| Art.Nr. 42690 | Packung | 50 Stück | VE: 1 |



Profibase

vorgeformte, rosa-transparente Abformlöffel- bzw. Basisplatten, lichthärtend

Anwendung:

- Anfertigung individueller Abform- und Funktionslöffel in der Kronen-, Brücken- und Totalprothetik
- Erarbeitung von Basen für Bisschablonen
- Basisplatten für Wachsaufstellungen in der Totalprothetik

Produktvorteile:

- zahnfleischähnliche Farbgebung
- einfache und zeitsparende Formung mit der Hand
- dauerhafte Stabilität und Druckfestigkeit
- angenehmes Pfefferminzaroma
- nicht klebrige Konsistenz
- Lichthärtung mit handelsüblichem Halogenlicht oder UVA-Licht

| | | | |
|--------------------------|---------|----------|-------|
| Oberkiefer | | | |
| Art.Nr. 83915 | Packung | 50 Stück | VE: 1 |
| Unterkiefer | | | |
| Art.Nr. 83916 | Packung | 50 Stück | VE: 1 |
| Oberkiefer & Unterkiefer | | | |
| Art.Nr. 83917 | Packung | 50 Stück | VE: 1 |



Abformdesinfektion

Abformdesinfektion

gebrauchsfertiges, aldehydfreies Desinfektions- und Reinigungsmittel für Abformungen und zahntechnische Werkstücke aus Polyether, Silikon, Alginaten und Hydrokolloiden

- innerhalb von 2 Minuten wirksam
- reinigt gründlich, löst Speichel, Schmutz und Blut
- geeignet für den Einsatz im Ultraschallbad
- angenehm leichter Zitrus-Geruch

Wirkungsspektrum:

bakterizid (inkl. MRSA) nach EN 1276, EN 13697 und VAH/DGHM, levurozid (Candida albicans) nach VAH/DGHM, EN 1650, EN 13697, „begrenzt viruzid“ (wirksam gegenüber behüllten Viren, z. B. HBV, HIV, HCV) und wirksam gegenüber Rota- und Noroviren

Art.Nr. 205000 Kanister 5000 ml VE: ab 1




Aufbewahrung & Transport

Laborauftragssatz, 3-fach

neutraler Auftragsatz mit Feld für die Kennzeichnung gemäß KZV

- 3-fach-Spezialsatz, fortlaufend nummeriert
- Format: 20 x 21 cm, Druck: 1-farbig, geblockt
- 1. und 3. Blatt gleichzeitig heraustrennbar
- auf der Rückseite des 3. Blattes ist der Techniker-Arbeitsschein (BEL II) aufgedruckt
- 2. Blatt verbleibt im Block, bzw. in Mappe
- geeignet für Mappen mit Klemm- oder Stiftmechanik

Art.Nr. 99833324 Packung 100 Stück VE: 1



Zahnprothesenbehälter

zum sicheren Transport und zur hygienischen Aufbewahrung von Zahnprothesen

- aus Polypropylen
- mehrfach verwendbar
- autoklavierbar bis 130°C

weiß
Art.Nr. L-09198-W Stück 20 Stück VE: 1
grün/mint
Art.Nr. L-09198-G Stück 20 Stück VE: 1



Zahnprothesenbeutel

für den sicheren Transport von Zahnprothesen

- Folie: LDPE, rot eingefärbt
- Größe: ca. 160 x 230 mm
- 20 Umbeutel mit je 100 Zahnprothesenbeuteln

Art.Nr. 200200 Karton 2000 Stück (20 x 100 Stück) VE: 1



Handschuhe

Semperguard® Latex puderfrei IC

der besonders hautfreundliche, puderfreie Hygienehandschuh aus Naturlatex

griffige Oberfläche und leichte Anziehbarkeit durch innovative Produktionstechnologie. Frei von Phthalaten / Weichmachern. Exzellente Elastizität, gutes Tastgefühl und guter Tragekomfort

- puderfrei, unsteril, beidhändige Passform
- Medizinprodukt Klasse 1
- PSA CAT III
- EN 420, EN 374, EN 455
- 240 mm lang, CE-Zeichen

| | | | | |
|----------|----------------|------------|-----------|-------|
| Größe XS | Art.Nr. 900025 | Spenderbox | 100 Stück | VE: 2 |
| Größe S | Art.Nr. 900026 | Spenderbox | 100 Stück | VE: 2 |
| Größe M | Art.Nr. 900027 | Spenderbox | 100 Stück | VE: 2 |
| Größe L | Art.Nr. 900028 | Spenderbox | 100 Stück | VE: 2 |
| Größe XL | Art.Nr. 900029 | Spenderbox | 90 Stück | VE: 2 |



WHITE BASIC-PLUS

besonders gutes Tastempfinden und hoher Tragekomfort. sehr dehnbar und überall einsetzbar

Großpackung mit 200 Stück Handschuhen

- puderfrei, unsteril, beidhändige Passform
- Medizinprodukt Klasse 1 (93/42/EEC)
- PSA CAT III (89/686/EEC)
- AQL 1.5, EN 455, EN 420, EN 374-2 Level 2, EN 374-3:2003
- 240 mm lang, CE-Zeichen
- XS - XL Größen verfügbar

weiß
Art.Nr. 01200-XS bis -XL Spenderbox 200 Stück VE: 2 je Größe




MINT BASIC-PLUS

besonders gutes Tastempfinden und hoher Tragekomfort. sehr dehnbar und überall einsetzbar

Großpackung mit 200 Stück Handschuhen

- puderfrei, unsteril, beidhändige Passform
- Medizinprodukt Klasse 1 (93/42/EEC)
- PSA CAT III (89/686/EEC)
- AQL 1.5, EN 455, EN 420, EN 374-2 Level 2, EN 374-3:2003
- 240 mm lang, CE-Zeichen
- XS - XL Größen verfügbar

mint
Art.Nr. 01220-XS bis -XL Spenderbox 200 Stück VE: 2 je Größe



BLUE BASIC-PLUS

besonders gutes Tastempfinden und hoher Tragekomfort.
sehr dehnbar und überall einsetzbar

Großpackung mit 200 Stück Handschuhen

- puderfrei, unsteril, beidhändige Passform
- Medizinprodukt Klasse 1 (93/42/EEC)
- PSA CAT III (89/686/EEC)
- AQL 1.5, EN 455, EN 420, EN 374-2 Level 2, EN 374-3:2003
- 240 mm lang, CE-Zeichen
- XS - XL Größen verfügbar

blau
Art.Nr. 01197-XS bis -XL Spenderbox 200 Stück VE: 2 je Größe



Med-Comfort Blue

hochqualitative Allrounder in blau – der Nitril-Handschuh für jeden Einsatz,
da leicht griffig, mit erhöhter Wandstärke

- puderfrei, unsteril, beidhändige Passform
- Medizinprodukt Klasse 1 (93/42/EEC)
- PSA CAT III (89/686/EEC)
- AQL 1.5, EN 455, EN 420, EN 374 1+2
- 240 mm lang, CE-Zeichen
- XS - XXL Größen verfügbar

blau
Art.Nr. 01192-XS bis -XXL Spenderbox 100 Stück VE: 2 je Größe



Med-Comfort STYLE black

dieser griffige, schwarze Nitril-Handschuh hat alles, was ein Qualitätsprodukt
haben sollte

- puderfrei, unsteril, beidhändige Passform
- Medizinprodukt Klasse 1 (93/42/EEC)
- PSA CAT III (89/686/EEC)
- AQL 1.5, EN 455, EN 420, EN 374-2 Level 2, EN 374-3:2003
- 240 mm lang, CE-Zeichen
- XS - XXL Größen verfügbar

BLACK, schwarz
Art.Nr. 01181-XS bis -XXL Spenderbox 100 Stück VE: 2 je Größe



Med-Comfort STYLE tutti-frutti

ein toller Mix der beliebten STYLE Nitril-Handschuhe

Der Mix macht's! 4 x 24 Stück in einem ausgewählten Farbmix.
Die Handschuhe können von oben und von der Seite entnommen werden.

- puderfrei, unsteril, beidhändige Passform
- Medizinprodukt Klasse 1 (93/42/EEC)
- PSA CAT III (89/686/EEC)
- AQL 1.5, EN 455, EN 420, EN 374-2 Level 2, EN 374-3:2003
- 240 mm lang, CE-Zeichen

gelb / orange / apfelgrün / magenta
Art.Nr. 01175-XS bis -L Spenderbox 96 Stück VE: 2 je Größe



Med-Comfort STYLE

Nitril-Handschuhe in vielen trendigen Farben mit perfekter Passform, optimaler Griffigkeit
und gutem Tastempfinden, für Allergiker geeignet

Die Allrounder für fast jede Branche, beständig gegen viele Chemikalien, frei von
allergieauslösenden Proteinen und damit die perfekte hautverträgliche Variante
zum Latex-Handschuh.

- puderfrei, unsteril, beidhändige Passform
- Medizinprodukt Klasse 1 (93/42/EEC)
- PSA CAT III (89/686/EEC)
- AQL 1.5, EN 455, EN 420, EN 374-2 Level 2, EN 374-3:2003
- 240 mm lang, CE-Zeichen

| | | | |
|--------------------------|------------|-----------|----------------|
| PRUNE, pflaume | | | |
| Art.Nr. 01179-XS bis -XL | Spenderbox | 100 Stück | VE: 2 je Größe |
| GENADINE, pink | | | |
| Art.Nr. 01182-XS bis -L | Spenderbox | 100 Stück | VE: 2 je Größe |
| BLUEBERRY, blau | | | |
| Art.Nr. 01183-XS bis -XL | Spenderbox | 100 Stück | VE: 2 je Größe |
| BERRY, lila | | | |
| Art.Nr. 01184-XS bis -XL | Spenderbox | 100 Stück | VE: 2 je Größe |
| STRAWBERRY, rosa | | | |
| Art.Nr. 01185-XS bis -XL | Spenderbox | 100 Stück | VE: 2 je Größe |
| GRAPE, bordeaux | | | |
| Art.Nr. 01186-XS bis -XL | Spenderbox | 100 Stück | VE: 2 je Größe |
| APPLE, apfelgrün | | | |
| Art.Nr. 01187-XS bis -XL | Spenderbox | 100 Stück | VE: 2 je Größe |
| ORANGE, orange | | | |
| Art.Nr. 01188-XS bis -XL | Spenderbox | 100 Stück | VE: 2 je Größe |
| LEMON, gelb | | | |
| Art.Nr. 01189-XS bis -XL | Spenderbox | 100 Stück | VE: 2 je Größe |



Halterung für Handschuhboxen

Edelstahl-Halterung zur griffbereiten und hygienischen Aufbewahrung von Einweghandschuhen

- aus Edelstahl, rostfrei, elektrolytisch poliert
- inklusive Wandbefestigungsmaterial
- Tiefe der Halterungen: 85 mm

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------------|-------|
| Maße: B 210 x H 140 x T 90 mm | | | |
| Art.Nr. 7696920 | Stück | für 1 Box | VE: 1 |
| Maße: B 245 x H 480 x T 100 mm | | | |
| Art.Nr. 7696921 | Stück | für 3 Boxen | VE: 1 |



Prothesenreinigung

Prothesen Finish PLUS - „Hochglanzpolierer“

mit Pfefferminzgeschmack, entfernt Monomerreste und verleiht prothetischen Arbeiten einen strahlenden Glanz

- für Dentallabore, Zahnarztpraxen und Kieferorthopäden
- verleiht prothetischen und kieferorthopädischen Arbeiten einen feinen Glanz
- verleiht der Prothese einen bekömmlichen Geschmack
- regt den Speichensfluss des Patienten an
- sorgt so für eine erhöhte Haftung und ein angenehmes Tragegefühl

| | | | |
|------------------------|------|-------|----------|
| Art.Nr. 1511411 | Dose | 75 ml | VE: ab 1 |
|------------------------|------|-------|----------|



Zahnsteinentferner

hochaktiver & gebrauchsfertiger Zahnsteinentferner

- für Zahnarztpraxis und Dentallabor
- befreit prothetische Arbeiten schnell von Zahnstein und anderen Zahnablagerungen
- mineralische Rückstände wie Kalk, Silikate und Metalloxyde werden ebenfalls wirksam gelöst
- mit einem Ultraschallbad wird die Wirkung beschleunigt

Anwendungshinweise:

- unverdünnte Anwendung bei starken Verunreinigungen
- bei leichten Verunreinigungen kann die Lösung aufgrund der hohen Wirksamkeit auch unverdünnt angewendet werden (z. B. im Verhältnis: 1:5)
- gereinigte Gegenstände bzw. Arbeiten nach dem Reinigen gut abspülen
- der Reinigungsbehälter darf nicht aus Edelstahl, Aluminium oder Acrylglas bestehen

| | | | |
|-----------------------|----------|---------|----------|
| Art.Nr. 129005 | Kanister | 5000 ml | VE: ab 1 |
|-----------------------|----------|---------|----------|



Sonstige Artikel

Messbecher

- hochtransparent
- gut lesbare, erhabene, blau geprägte Skala
- stabiler, griffiger Henkel
- um die Prägung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen

Messbecher 500 ml: Ø ca. 91 mm, Höhe ca. 133 mm
 Messbecher 1000 ml: Ø ca. 116 mm, Höhe ca. 170 mm

weitere Größen auf Anfrage

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| 500 ml | | |
| Art.Nr. B329-3 | Stück | VE: 1 |
| 1000 ml | | |
| Art.Nr. B329-4 | Stück | VE: 1 |



Spritzflaschen

aus Polyethylen. Zum Lagern, Aufbewahren und Verteilen von Flüssigkeiten wie z. B. destilliertem Wasser, Alkohol und Ähnlichem

| | | |
|---------------------|-------|-------|
| 100 ml | | |
| Art.Nr. 4202 | Stück | VE: 1 |
| 250 ml | | |
| Art.Nr. 4203 | Stück | VE: 1 |
| 500 ml | | |
| Art.Nr. 4204 | Stück | VE: 1 |
| 1000 ml | | |
| Art.Nr. 4205 | Stück | VE: 1 |



Basic Timer

handlicher, leichter und funktionaler Timer im schlichten Design

- Abmessungen (B x H x T): 50 x 69 x 8 mm
- LR-44-Batterie im Lieferumfang enthalten
- Countdown-Funktion
- vierstellige Anzeige bis zu 99 Minuten, 59 Sekunden
- mit Magnet

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| Art.Nr. 7695455 | Stück | VE: 1 |
|------------------------|-------|-------|



Dual Timer

Zwei elektronische Timer in einem Gerät: Der Dual Timer eignet sich optimal zum Vergleich unterschiedlicher Countdown- oder Countup-Zeiten. Der Ablauf der Zeit wird sowohl akustisch als auch optisch signalisiert, indem die T1- und T2-Tasten während des Countdowns grün und danach rot leuchten. Intuitive Bedienungsmöglichkeiten, das große komfortable Display sowie deutlich erkennbare Ziffern runden die komfortable Ausstattung ab.

- Abmessungen (B x H x T): 90 x 75 x 20 mm
- 2 x AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten
- großes Display mit zweigeteilter Anzeige, jeweils sechsstellig, bis zu 99 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden
- akustischer Alarm in drei Stufen regelbar, optischer Alarm
- Memory-Funktion
- einfache Befestigung mit Magnet, Halteclip und Standfuß

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| Art.Nr. 7695454 | Stück | VE: 1 |
|------------------------|-------|-------|



Laborbrillen

sportliche Schutzbrillen, die zur Erfüllung der EN 166 und EN 170 konzipiert sind

Die Sichtscheiben aller Brillenmodelle sind aus hochwertigem Polycarbonat UV 2 - 1,2 gefertigt. Eine spezielle Beschichtung der Scheiben garantiert extrem kratz sichere und dauerhaft beschlagfreie Sichtflächen. Darüber hinaus sorgen innovative Technologien und hochmoderne Materialien für eine ausgezeichnete Passform, ein verzerrungsfreies Bild sowie 100 % UV-Schutz - für Komfort auf höchstem Niveau.

Schutzbrille LIGHT

- extrem leichte Schutzbrille
- hoher Komfort und sicherer Sitz durch ausgezeichnete Passform und Weichkunststoff an den Bügelenden

Schutzbrille COMPLUS

- zuverlässiger Schutz bei höchster Variabilität: die perfekte und blitzschnelle Anpassung an verschiedene oder häufig wechselnde Benutzer
- einfache Anpassung durch justierbare Bügellänge und verstellbare Bügelneigung
- hoher Tragekomfort durch 2-Komponenten-Technologie, geringes Gewicht und weiche Auflagen an Nase, Ohren und Stirn

Schutzbrille VISION

- ideal für Brillenträger: Die leichte Überbrille überzeugt mit zuverlässigem Schutz, uneingeschränkter Seitenwahrnehmung und anwenderfreundlichem Tragekomfort
- hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch Weichkunststoff an den Bügelenden

Laborbrille LIGHT

Art.Nr. 76960000 Stück VE: 1

Laborbrille COMPLUS

Art.Nr. 7696001 Stück VE: 1

Laborbrille VISION

Art.Nr. 7696002 Stück VE: 1



Absauganlagen

SAFELINE Suction Des

Konzentrat für die Desinfektion, Reinigung und Pflege dentaler Absauganlagen aller Hersteller

- besonders schaumarm mit ausgezeichneter Materialverträglichkeit
- aktivchlorfrei, daher auch geeignet für Absauganlagen mit Amalgamabscheidern

Wirkspektrum:

- bakterizid inkl. MRSA
- fungizid (C. albicans)
- HBV/HIV/HCV, BVDV Vakzinia-Viren (begrenzt viruzid)

Art.Nr. 09980 Kanister 5000 ml VE: ab 1



SAFELINE Suction Clean

schaumarmes Reinigungskonzentrat für dentale Absauganlagen

zur regelmäßigen, zusätzlichen Reinigung von dentalen Absauganlagen, Mundspülbecken und Abflussschläuchen

Art.Nr. 09982 Kanister 5000 ml VE: ab 1



Haut & Hände

proind Waschlotion sensitive

hypoallergene Waschlotion für trockene und sehr trockene Haut

- mit besonders hautfreundlichen Waschsubstanzen
- mit pflegendem Glycerin und Mandelöl
- parfüm-, farbstoff-, alkali- und seifenfrei

Eine hautpflegende Waschlotion zur sanften Reinigung sensibler und allergieempfindlicher Haut und Hände, bei der auf den Zusatz von Farbstoffen und Parfüm verzichtet wurde. Sie basiert auf qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffen, wie u. a. Glycerin und Mandelöl sowie besonders hautfreundlichen Reinigungstensiden. Die hochwertigen Inhaltsstoffe wirken den negativen Effekten einer Händewaschung entgegen.

Art.Nr. 00-614-001 Flasche 100 ml VE: 1

Art.Nr. 00-614-005 Spenderflasche 500 ml VE: 1

Art.Nr. 00-614-010 Spenderflasche 1000 ml VE: 1



DESCOSOFT SENSITIVE

Waschlotion für normale und empfindliche Haut

- parfüm-, farbstoff-, alkali- und seifenfrei
- mit Allantoin, Rückfetter und Glycerin
- mild reinigend

pH-hautneutrale Waschlotion für die regelmäßige Reinigung von Haut und Händen. Rückfettende Bestandteile und Glycerin vermindern ein Austrocknen der Haut während des Waschens. Die cremig-zarte Waschlotion reinigt gründlich und ist sparsam in der Anwendung. Sie ist frei von Parfüm und Farbstoffen und eignet sich daher für die Anwendung bei empfindlicher Haut.

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------|-------|
| Art.Nr. 00-631OP-005 | Spenderflasche | 500 ml | VE: 1 |
| Art.Nr. 00-631OP-010 | Spenderflasche | 1000 ml | VE: 1 |
| Art.Nr. 00-631OP-050 | Kanister | 5000 ml | VE: 1 |

**DESCOSAN**

hautschonende Waschlotion

- farbstoff-, alkali- und seifenfrei
- mit hautfreundlichem Allantoin, Lanolin und Rückfetter
- mit milden Tensiden

pH-hautneutrale Waschlotion zur sanften Reinigung beanspruchter sowie empfindlicher Haut und Hände. Durch die enthaltenen Rückfetter und hautfreundlichen Reinigungstenside wird das Austrocknen der Haut während des Waschens vermindert. DESCOSAN weist einen angenehm dezenten Duft auf.

| | | | |
|----------------------------|----------------|---------|-------|
| Art.Nr. 00-601N-005 | Spenderflasche | 500 ml | VE: 1 |
| Art.Nr. 00-601N-010 | Spenderflasche | 1000 ml | VE: 1 |
| Art.Nr. 00-601N-050 | Kanister | 5000 ml | VE: 1 |

**PFLEGECREME sensitive (proind)**

hypoallergene Pflegecreme für empfindliche Hände

- pflegt mit Vitamin E, Shea Butter und Mandelöl
- besonders für empfindliche und zu Allergien neigende Haut
- parfümfrei

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------|-------|
| Art.Nr. 00-620HC-001 | Tube | 100 ml | VE: 1 |
| Art.Nr. 00-620HC-005 | Spenderflasche | 500 ml | VE: 1 |

**ASEPTOMAN® GEL**

alkoholisches Händedesinfektionsmittel

- viruzid gem. EN 14476
- mit Rückfetter und Feuchthaltemittel
- parfüm- und farbstofffrei

Viruzides alkoholisches Händedesinfektionsgel zur Anwendung auf der Haut. ASEPTOMAN Gel ist besonders hautverträglich und durch die Gelform besonders praktisch in der Anwendung. ASEPTOMAN Gel enthält pflegende Inhaltsstoffe, die der Haut Feuchtigkeit spenden und diese rückfetten.

| | | | |
|----------------------------|----------------|---------|-------|
| Art.Nr. 00-409-0015 | Kittelflasche | 150 ml | VE: 1 |
| Art.Nr. 00-409-005 | Spenderflasche | 500 ml | VE: 1 |
| Art.Nr. 00-409-010 | Spenderflasche | 1000 ml | VE: 1 |

**DESCODERM viral**

alkoholisches Haut- und Händedesinfektionsmittel

- bakterizid (inkl. TdB), levurozid
- parfüm-, farbstoff- und zusatzstofffrei

Händedesinfektionsmittel auf hochprozentiger Ethanol-Basis. Daher sehr gute Virenwirksamkeit, besonders gegenüber dem Norovirus (MNV). Ohne Parfüm, Farbstoffe oder kumulierende Langzeitwirkstoffe, aldehyd-phenol und QAV-frei.

| | | | |
|----------------------------|----------------|---------|-------|
| Art.Nr. 00-402-0015 | Kittelflasche | 150 ml | VE: 1 |
| Art.Nr. 00-402-005 | Spenderflasche | 500 ml | VE: 1 |
| Art.Nr. 00-402-010 | Spenderflasche | 1000 ml | VE: 1 |

**Instrumente****Tray Cleaner Konzentrat - „Löffelreiniger“**

Wirkstoffkonzentrat zur Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten

- Konzentrat zur 5-10%igen Anwendung
- löst schnell und wirksam Reste von Alginaten, Zinkoxid-Eugenol, Carboxylatzementen, Phosphatzementen, Wachsen und thermoplastischen Abformmassen
- biologisch abbaubare Inhaltsstoffe
- Lösung kann auch im Ultraschallbad eingesetzt werden
- geeignet für nichtrostende Gegenstände

Anwendungshinweise:

- Bei starker Verschmutzung kann das Konzentrat auch unverdünnt verwendet werden.
- Chrom-Nickel-Teile und Aluminiumteile unbedingt getrennt reinigen! Andernfalls besteht Korrosionsgefahr.

| | | | |
|-----------------------|----------|---------|----------|
| Art.Nr. 125085 | Kanister | 5000 ml | VE: ab 1 |
|-----------------------|----------|---------|----------|



INSTRU PLUS (Ultraschallbadreiniger)

Flüssigreiniger für zahnärztliche und chirurgische Instrumente sowie starre und flexible Endoskope

- Konzentrat zur Verdünnung
- Dosierung je nach Verschmutzung 0,25% (2,5 ml / Liter) - 0,5% (5 ml / Liter)
- zur Anwendung im Ultraschallbad geeignet

Anwendungsbereiche:

- chirurgisches und zahnärztliches Instrumentarium
- Glasventile, Gummihandschuhe, Gummischürzen, Inhalierapparate
- Kunststoffmaterialien, Laborgläser, Mörser, Nierenschalen, Pinzetten, Porzellan
- Scheren, Schläuche, Standflaschen, Waschschüsseln, Zählkammern
- Zangen sowie starre und flexible Endoskope

| | | | |
|--------------------|----------|---------|----------|
| Art.Nr. 00-104-020 | Flasche | 2000 ml | VE: ab 1 |
| Art.Nr. 00-104-050 | Kanister | 5000 ml | VE: ab 1 |

**Silikonspray**

universell einsetzbares Pflege- und Isolierspray aus qualitativ hochwertigen Silikonölen

- Trennmittel/Isoliermittel für Gipse, Kunststoffe und Keramik
- Pflegemittel für Trimmer, Artikulatoren, Scharniere etc.
- Schmiermittel für Schlösser, Zahnzangen, Scheren etc.
- Schutz vor Korrosion und Ablagerungen

Anwendungshinweise:

- Bei thermolabilen Materialien wie Gummi oder Latex wird eine Quellung verhindert.
- Silikonspray ist nicht geeignet für Silikonkautschuk; in solchen Fällen Spezial-Ölspray verwenden.
- Bei Bedarf Materialverträglichkeit prüfen.

| | | | |
|-----------------|------|--------|----------|
| Art.Nr. 1530400 | Dose | 400 ml | VE: ab 1 |
|-----------------|------|--------|----------|

**Spezial-Ölspray**

Pflegespray auf der Basis medizinischer Weißöle

- pflegt medizinische Instrumente (z. B. vor der Dampfsterilisation)
- pflegt Stahlwaren aller Art
- pflegt luft- oder kugelgelagerte Turbinen
- pflegt Scharniere, Hand- und Winkelstücken
- pflegt Gelenke und nicht wartungsfreie Hähne von starren Endoskopen
- besonders materialverträglich

Anwendungshinweise:

- Geeignet zur Dampfsterilisation und zur Heißluftsterilisation bis zu max. 180 °C.
- Spezial-Ölspray kann bei Latex- und Gummiteilen Quellung verursachen; in solchen Fällen Silikonspray verwenden.

| | | | |
|--------------------|------|--------|----------|
| Art.Nr. 00-108-005 | Dose | 500 ml | VE: ab 1 |
|--------------------|------|--------|----------|

**DESCO Bohrerbad**

für die manuelle Desinfektion und Reinigung von Bohrern, Fräsern, Diamantschleifern und anderen rotierenden Präzisionsinstrumenten

- gebrauchsfertig
- aldehyd- und phenolfrei
- für die manuelle Tauchdesinfektion und Reinigung von Bohrern, Fräsern, Diamantschleifern und anderen rotierenden Präzisionsinstrumenten
- auf der Basis von Kaliumhydroxid, speziellen Lösungsmitteln und Korrosionsinhibitoren
- biologisch abbaubar

Wirkpektrum:

- bakterizid inkl. MRSA
- tuberkulozid
- fungizid (C. albicans), levurozid
- virusinaktivierend inkl. HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia-/Influenza-/Grippe-Viren

| | | | |
|--------------------|----------|---------|----------|
| Art.Nr. 00-803-050 | Kanister | 5000 ml | VE: ab 1 |
|--------------------|----------|---------|----------|

**DESCOTON extra**

Desinfektionsmittel für Instrumente und Endoskope

- viruzid gemäß RKI/DVV
- formaldehydfreies Konzentrat
- zur Schlussdesinfektion geeignet

Ein besonders schnell wirksames, viruzides, flüssiges Konzentrat zur Desinfektion von medizinischen und chirurgischen Instrumenten aller Art. Die formaldehydfreie Produktformulierung zeichnet sich durch wirtschaftliche Anwendungskonzentrationen, breite Wirksamkeit inkl. viruzide und tuberkulozide bei guter Materialverträglichkeit aus.

Wirkpektrum:

- bakterizid (inkl. MRSA)
- tuberkulozid
- levurozid
- viruzid gem. RKI-Empfehlung (HBV/HIV, Vaccinia-, Influenza-/Grippe-/Adeno-, Polio-, Papova/Polyoma-Viren)
- sporizid

| | | | |
|--------------------|---------------|---------|-------|
| Art.Nr. 00-150-010 | Dosierflasche | 1000 ml | VE: 1 |
| Art.Nr. 00-150-020 | Griffflasche | 2000 ml | VE: 1 |
| Art.Nr. 00-150-050 | Kanister | 5000 ml | VE: 1 |

**Fläche & Tücher****Orange Cleaner**

gebrauchsfertiger Spezialreiniger für Flächen und Instrumente auf Basis von Orangenölen

- hohe Reinigungsleistung, starke Schmutzlösekraft
- entfernt mühelos Alginat-, Zement-, Zinkoxid-, Gipsreste sowie Abformmassen, Haftlack, Fette und Blutreste
- reinigt hervorragend Edelstahl, Glas und Keramik
- nicht geeignet für Kunststoffe und Holz

| | | | |
|----------------|---------|--------|----------|
| Art.Nr. 127551 | Flasche | 250 ml | VE: ab 1 |
|----------------|---------|--------|----------|



OPTISAL® PLUS

flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

umfassendes Wirkspektrum

- hervorragende Reinigungsleistung
- ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- geruchsneutral und parfümfrei
- streifenfreie Abtrocknung

Ein flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Oberflächen in patientennahen Bereichen sowie von nicht-invasiven Medizinprodukten. OPTISAL PLUS zeichnet sich durch eine hohe Reinigungsleistung sowie ein speziell für die Routineanwendung abgestimmtes Wirkspektrum aus.

Wirkspektrum:

- bakterizid (inkl. MRSA)
- tuberkulozid
- levurozid
- fungizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV/HCV/Vaccinia-/BVDV/Influenza-/Grippe-Viren)
- wirksam gegen Noro-, Adeno- und Rotaviren

OPTISAL PLUS zeigt ebenfalls eine gute Wirksamkeit gegen Mykobakterien sowie Schimmelpilze.

| | | | |
|--------------------|---------------|---------|-------|
| Art.Nr. 00-245-010 | Dosierflasche | 1000 ml | VE: 1 |
| Art.Nr. 00-245-050 | Kanister | 5000 ml | VE: 1 |

CLEANISEPT® WIPES

alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion

- zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und hygienisch kritischen Bereichen
- schnell wirksam, auch gegen Papovaviren
- besonders materialschonend

Gebrauchsfertige, vorgetränkte Tücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. Die Tränkflüssigkeit wurde auf Basis von quaternären Ammoniumverbindungen entwickelt, ist alkoholfrei und enthält weder Aldehyde noch Phenole.

Anwendung:

Flächen und Gegenstände bis zur völligen Benetzung abwischen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit einem Einmaltuch nachwischen.

Wirkspektrum:

- bakterizid (inklusive MRSA)
- levurozid
- virusinaktivierend (HBV, HIV, HCV, Rota-, Papova-/SV40-Viren und Vacciniaviren)

| | | | |
|------------------------|--------------|-------------------------|-------|
| Art.Nr. 00-208-D100-01 | Spenderdose | 100 Tücher (14 x 20 cm) | VE: 1 |
| Art.Nr. 00-208-R100-01 | Nachfüllpack | 100 Tücher (14 x 20 cm) | VE: 1 |

**CLEANISEPT® WIPES MAXI**

alkoholfreie Tücher zur Schnelldesinfektion

- für Oberflächen von Medizinprodukten und Kontaktflächen im medizinischen Bereich
- umfassende schnelle Wirksamkeit
- besonders geeignet für größere Flächen

Alkoholfreie, gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art im medizinischen Bereich. Besonders geeignet für alkoholempfindliche Medizinprodukte.

Anwendung:

Flächen und Gegenstände bis zur völligen Benetzung abwischen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit einem Einmaltuch nachwischen.

Wirkspektrum:

- bakterizid (inklusive MRSA)
- levurozid
- virusinaktivierend (HBV, HIV, HCV, Rota-, Papova-/SV40-Viren und Vacciniaviren)

| | | | |
|------------------------|----------|------------------------|-------|
| Art.Nr. 00-208-T080-01 | Maxipack | 80 Tücher (20 x 22 cm) | VE: 1 |
|------------------------|----------|------------------------|-------|

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES

alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion von empfindlichen Oberflächen

- rückstands- und streifenfreie Anwendung
- besonders materialschonend
- umfassende Virenwirksamkeit inkl. Noroviren

Gebrauchsfertige, vorgetränkte Tücher zur materialschonenden Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen aller Art, insbesondere empfindliche Oberflächen. DESCOSEPT SENSITIVE WIPES eignen sich besonders für die Reinigung und Desinfektion von Displays und empfindlichen Bedienfeldern oder Tastaturen.

Wirkspektrum:

- bakterizid (inklusive MRSA)
- levurozid (C. albicans)
- tuberkulozid
- mykobakterizid
- begrenzt viruzid (inklusive HBV/HIV/HCV/Vaccinia-/BVDV/Influenza-/Grippe-Viren)
- wirksam gegen Rota- und Noroviren (MNV)

| | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|-------|
| Art.Nr. 00-323DS-T080-01 | Packung | 80 Tücher (20 x 22 cm) | VE: 1 |
|--------------------------|---------|------------------------|-------|



Spendersysteme & Zubehör

Kanisterpumpe

Dosierpumpe für 5- bzw. 10-Liter-Kanister

für den sicheren Umgang mit Reinigungs-/Desinfektionsmitteln und anderen Flüssigkeiten

- Pumpenhub: 30 ml
- aus Polypropylen, Farbe: weiß/schwarz
- geeignet für 5-Liter- und 10 Liter-Kanister

Hinweis:

Bei Produktwechsel bzw. Kanisterwechsel die Dosierpumpe bitte gründlich reinigen, damit es nicht zur Vermischung von unterschiedlichen Produkten kommt.

Art.Nr. 195000 Stück VE: 1

**Kanisterhahn**

Dosierhahn für 5- bzw. 10-Liter-Kanister

für den sicheren Umgang mit Reinigungs-/Desinfektionsmitteln und anderen Flüssigkeiten

- aus Polypropylen, Farbe: weiß/rot
- geeignet für 5- und 10 Liter-Kanister

Hinweis:

Bei Produktwechsel bzw. Kanisterwechsel den Kanisterhahn bitte gründlich reinigen, damit es nicht zur Vermischung von unterschiedlichen Flüssigkeiten kommt.

Art.Nr. 190050 Stück VE: 1

**Wandspender, Kunststoff**

mit Armhebel, Sichtfenster und integrierter Auffangschale

- mit Kunststoffpumpe
- mit Sichtfenster
- absperrbar
- nicht autoklavierbar
- Lieferung: montagefertig, ohne Flasche

Maße: 310 x 120 x 205 mm

Art.Nr. 09990-500 Stück für 500 ml Flaschen VE: 1

Maße: 320 x 120 x 230 mm

Art.Nr. 09990-1000 Stück für 1000 ml Flaschen VE: 1

**Wandspender, Metall für 500 ml Flaschen**

- Aluminiumgehäuse (autoklavierbar)
- Edelstahlpumpe, einfache Entnahme ohne Demontage
- Dosiermenge 1,5 ml / Hub - reduzierbar in 3 Stufen
- Lieferung: montagefertig, mit leerer Flasche

mit kurzem Armhebel

Art.Nr. 09993-KH Stück VE: 1

mit langem Armhebel

Art.Nr. 09993-LH Stück VE: 1

**Wandspender, Metall für 1000 ml Flaschen**

- Aluminiumgehäuse (autoklavierbar)
- Edelstahlpumpe, einfache Entnahme ohne Demontage
- Dosiermenge 1,5 ml / Hub - reduzierbar in 3 Stufen
- Lieferung: montagefertig, mit leerer Flasche

mit kurzem Armhebel

Art.Nr. 09994-KH Stück VE: 1

mit langem Armhebel

Art.Nr. 09994-LH Stück VE: 1

**Auffangschale für Spender**

zum Hängen über das Spendergehäuse

- aus Edelstahl mit Kunststoffeinsatz
- für alle gängigen Desinfektions- und Seifenspender

für Spender 500 ml

Art.Nr. 09993-Schale Stück VE: 1

für Spender 1000 ml

Art.Nr. 09994-Schale Stück VE: 1



Hygienemessung

Lumitester PD30

Messung des Hygienestatus in Sekundenschnelle

Vor-Ort-Nachweis von Mikroorganismen oder organischen Rückständen mittels einzigartiger patentierter ATP- und AMP-Messung

- zuverlässige Überwachung von Flüssigkeiten, trockenen und feuchten Oberflächen
- patentierte Messung von ATP und AMP erhöht die Sensitivität
- Messung in RLUs – Relative Light Units
- kleinstes Gerät weltweit
- leichtestes Gerät weltweit
- Einsatzbereit nach 8 Sekunden
- Autokalibration
- Datenübertragung via USB an PC
- Software Excel-basierend einfach zu bedienen
- Definition eigener Grenzwerte, um Kontrollpunkte individuell zu überwachen
- 2 Jahre Garantie
- CE markiert und unter ISO 9001 produziert
- erfüllt die DIN 10214: 2009-12
- Lieferung inklusive selbststehender Schutzhülle

Art.Nr. 1402653 Stück VE: 1

**LuciPacPen**

Tupfer für Lumitester PD20 & PD30

Steriles, trockenes Stäbchen für die zuverlässige Überwachung von trockenen und feuchten Oberflächen in medizinischen & dentalen Bereichen (Praxis, Labor, Kliniken), in Patientenbetreuung und Pflege, in Lebens- und Futtermittelbereich etc.

Art.Nr. 1002671 Packung 100 Stück (5 x 20 Stück) VE: 1

**LuciPacPen AQUA**

Tupfer für Lumitester PD20 & PD30

Stäbchen, um Wasser und andere Flüssigkeiten in Echtzeit auf organische Kontaminationen zu untersuchen. Wasser und andere Flüssigkeiten können ATP und/oder AMP enthalten. Diese Stoffe können entweder auf einer unzureichenden Reinigung oder auf einer bakteriellen Verunreinigung beruhen. Mit dem LuciPacPen AQUA ist es möglich, innerhalb von wenigen Sekunden die Reinheit von Flüssigkeiten zu beurteilen.

Art.Nr. 1002672 Packung 100 Stück (5 x 20 Stück) VE: 1



Manuelle Desinfektion

Desinfektionswannen

für die manuelle Desinfektion von medizinischen Instrumenten

- aus hochwertigem, weißen Kunststoff
- temperaturbeständig bis 60 °C
- Lieferumfang: Wanne mit Siebeinsatz (herausnehmbar), Abtropfvorrichtung und weißem Deckel

Die manuelle Desinfektion erfolgt durch Eintauchen der Instrumente in Instrumenten-Desinfektionsmittellösung. Dabei ist die vollständige Benetzung aller inneren und äußeren Flächen der Instrumente sicherzustellen. Bei der Auswahl des Desinfektionsmittels ist das Wirkungsspektrum, die Konzentration und die Einwirkzeit zu beachten.

Für die Aufbereitung sind Wannen mit Siebeinsatz und Deckel erforderlich. Diese sind korrekt zu beschriften. Bei Wechsel der Desinfektionslösung - mindestens arbeitstäglich - sind die Wannen gründlich zu reinigen und mit einem Flächendesinfektionsmittel zu desinfizieren. Bei Desinfektion ist auf Kompatibilität der Wirkstoffe (Flächen- und Instrumenten-Desinfektionsmittel) zu achten.

| | | |
|-------------------------|-------|-------|
| 1 Liter | | |
| Art.Nr. 09997-1 | Stück | VE: 1 |
| 3 Liter | | |
| Art.Nr. 09997-3 | Stück | VE: 1 |
| 4 Liter | | |
| Art.Nr. 09997-4 | Stück | VE: 1 |
| 5 Liter | | |
| Art.Nr. 09997-5 | Stück | VE: 1 |
| 10 Liter | | |
| Art.Nr. 09997-10 | Stück | VE: 1 |



Sterilisation

polySteribox® mit Dauerfilter

Sterilisationsbox für Sterilgutaufbereitung, geeignet für die Dampf-, Plasma- und Gas-Sterilisation

- Medizinprodukt
- für Sterilgutaufbereitung, Sterilgutlagerung und -logistik
- aus semitransparentem, mechanisch hochstabilem und bis 150 °C temperaturbeständigem Kunststoff
- Deckel und Unterteil der Boxen schließen bakterien dicht
- platzsparend und sehr gut zur Lagerung geeignet, da gut zu stapeln



Sterilisationsverfahren:

- geeignet für das vom Robert-Koch-Institut empfohlene Verfahren der „Dampfsterilisation unter Vakuum“ bis 134 °C
- geeignet für die Plasma-Sterilisation (STEARRAD®)
- geeignet für Gas-Sterilisation mit Formaldehyd/Ethylenoxid bei max. 65 °C

Vorteile gegenüber Metallcontainern:

- durch die Verwendung eines semi-transparenten Kunststoffs wird die Sicht auf das eingelagerte Sterilgut ermöglicht
- die polySteribox® ist durch die Henlesche Schleife in Deckel- und Unterteil keim- und bakterien dicht. Ein aufwendiger Austausch von Silikondichtungen ist somit nicht notwendig
- die Wartung beschränkt sich bei der polySteribox® auf eine Sichtkontrolle und ggf. auf einen Filterwechsel
- die polySteribox® besteht aus einem Hochleistungskunststoff mit sehr guter Bruchfestigkeit. Sollte die Box dennoch einmal beschädigt sein, z. B. durch einen Sturz auf den Boden, ist dies mit dem bloßen Auge sofort erkennbar. Metallcontainer hingegen verformen sich beim Herunterfallen auf den Boden minimal mit dem Resultat, dass die Boxen nicht mehr keimdicht abdichten. Dies ist mit dem bloßen Auge erst einmal nicht erkennbar. Um die Metallcontainer nach einem Sturz dennoch einsetzen zu können, muss man diese i.d.R. vom Hersteller überprüfen lassen.

CE-zertifiziert gemäß Europäischer Richtlinie 93/42/EWG und gefertigt nach den Qualitätsrichtlinien DIN EN ISO 17664, 13485 und 11137-1 als validiertes System erfüllt die polySteribox® die Bedingungen der DIN 58952, DIN 58953, EN 868-1, 868-8, 554 und DIN EN ISO 11607

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| polySteribox® SH Art.Nr. 41109-0001 | Stück | Außenmaße: 208 x 111 x 55 mm Innenmaße: 177 x 76 x 44 mm Diagonale: 192 mm | VE: 1 |
| polySteribox® M Art.Nr. 41106-0001 | Stück | Außenmaße: 185 x 145 x 59 mm Innenmaße: 156 x 124 x 48 mm Diagonale: 198 mm | VE: 1 |
| polySteribox® L Art.Nr. 41107-0001 | Stück | Außenmaße: 290 x 184 x 74 mm Innenmaße: 261 x 163 x 64 mm Diagonale: 307 mm | VE: 1 |
| polySteribox® XL Art.Nr. 41111-0001 | Stück | Außenmaße: 497 x 122 x 65 mm Innenmaße: 465 x 90 x 54 mm | VE: 1 |

Dauerfilter für polySteribox®

| | | |
|---|-------|-------|
| für polySteribox® SH Art.Nr. 41300-0003 | Stück | VE: 1 |
| für polySteribox® M Art.Nr. 41300-0004 | Stück | VE: 1 |
| für polySteribox® L & XL Art.Nr. 41300-0005 | Stück | VE: 1 |



Zubehör für polySteribox®

| | | | |
|--|---------|------------|-------|
| Sterilisationssiegel Art.Nr. 94001-0159 | Packung | 1000 Stück | VE: 1 |
| Sicherungsplomben Art.Nr. 41006-0000 | Packung | 1000 Stück | VE: 1 |
| Silikon-Noppenmatte für Größe SH Art.Nr. 94001-0126 | Stück | | VE: 1 |
| Silikon-Noppenmatte für Größe M Art.Nr. 94001-0191 | Stück | | VE: 1 |
| Silikon-Noppenmatte für Größe L Art.Nr. 94001-0192 | Stück | | VE: 1 |
| Siebkorb für Größe SH Art.Nr. 94001-0256 | Stück | | VE: 1 |
| Siebkorb für Größe M Art.Nr. 94001-0257 | Stück | | VE: 1 |
| Siebkorb für Größe L Art.Nr. 94001-0197 | Stück | | VE: 1 |
| Siebkorb für Größe L mit Deckel Art.Nr. 94001-0242 | Stück | | VE: 1 |
| Edelstahl-Gittereinsatz für Größe L Art.Nr. 94001-0215 | Stück | | VE: 1 |





Anders + Redelfs

Laborbedarf/Verpackungen OHG
Bergerstraße 11
91781 Weißenburg
Deutschland

Telefon +49 (0)9141 8779 860
Fax +49 (0)9141 8779 856
dental@anders-redelfs.com
www.anders-dentalbedarf.com



Anders + Redelfs
Dentalbedarf