



## Unsere Gebrauchs- und Pflegehinweise:

Fast alle von uns gelieferten Gehstöcke kommen mit Stockschüssen aus schwarzem Ebenholz!  
Bitte beachten Sie vor dem ersten Gebrauch Ihres neuen Gehstocks folgende Hinweise:

### Ebenholz ist ein sehr robustes Holz!

Es ist sehr hart, schwer und gehört zu den wertvollsten Holzarten Weltweit!  
Jedoch ist Ebenholz leider auch nicht unzerstörbar!

Damit Sie lange Zeit viel Freude an Ihrem Gehstock zu haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

### Tipps zur richtigen Handhabung:

- ⌋ Belasten Sie den Stock **NICHT ZU STARK** - dieses kann zum Bruch des Stockschusses führen!
- ⌋ Achten Sie außerhalb Ihrer Wohnung auf Gully- und Kanaldeckel oder Straßenbahnschienen, um so mit dem Stock nicht hängen zu bleiben, denn dies kann ebenfalls zum Bruch des Stockschusses führen!
- ⌋ Im Winter sollte der Stock mit Gummipuffer **NUR** auf geräumten und eisfreien Wegen genutzt werden! Sonst besteht im Schnee und auf Eisflächen **Rutschgefahr!**
- ⌋ Nutzen Sie den Stock bitte **NICHT** zur **Selbstverteidigung**, da manche Krückengriffe ein sehr spitzes Griffende haben - somit drohen dem Gegenüber ggf. schwere Verletzungen!

### Pflege- und Reinigungstipps:

- ⌋ Reinigen Sie den Stockschuss bei Verschmutzung ausschließlich mit einem nur leicht feuchten und weichem Tuch!
- ⌋ **VERMEIDEN** Sie zur Reinigung **UNBEDINGT** scharfe oder ätzende Reinigungsmittel!
- ⌋ Gönnen Sie Ihrem Gehstock von Zeit zu Zeit eine Auffrischung mit einem speziellen Holzpflegemittel!  
**Dieses Pflegemittel mit passendem Pflagetuch erhalten Sie in unserem Shop!**
- ⌋ Vermeiden Sie bei der Reinigung metallhaltige Reinigungsmittel, wie Stahlwolle oder die raue Seite von Haushaltsschwämmen - dies kann zu irreparablen Schäden (Kratzer u.ä.) auf dem Stockschuss führen.
- ⌋ Wenn Sie den Stock sowohl im Haus als auch im Freien benutzen, wischen Sie den Gummipuffer nach jedem Spaziergang mit einer leichten Seifenlauge und einem weichen Tuch ab. Dadurch bleibt der Gummipuffer länger sauber und hygienisch rein!
- ⌋ Benutzen Sie den Stock **NICHT SOFORT** nach der Reinigung des Gummipuffers - warten Sie bitte, bis der Gummipuffer wieder trocken ist (**Sonst droht Rutschgefahr!**)
- ⌋ Reinigen Sie den Krückengriff bitte **NICHT** mit Silberpflegemittel!  
Es ist **vollkommen ausreichend**, wenn der Stock täglich genutzt wird, denn der Hautkontakt verleiht der Krücke nach einiger Zeit eine sehr schöne und auch immer gern gesehene Patina!
- ⌋ Der Gummipuffer unterliegt der normalen Abnutzung - sobald Sie merken, dass dieser nicht mehr den optimalen Halt bietet, raten wir Ihnen zum sofortigen Austausch!  
**Passende Ersatz-Gummipuffer erhalten Sie in unserem Shop!**

Wenn Sie diese **Gebrauchs- und Pflegetipps** beachten, wird Sie Ihr Gehstock eine sehr lange Zeit begleiten!

*"Wer sich einen neuen Gehstock gönnt, der muss sich wirklich belohnt fühlen,  
denn dieser ist ein sicherer Begleiter für viele, viele Jahre!"*

FEINER SCHMUCK AUS GOLD UND PLATIN – SEIT 1920

HUGO-PREUB-STRASSE 37 • D - 34 131 KASSEL • ☎ 0561 / 15 6 81 • 📠 0561 / 15 1 64  
BANKVERBINDUNG: EKK KASSEL • KONTONUMMER: 723 523 • BANKLEITZAHL: 520 604 10  
INTERNET: HTTP://WWW.JUWELIER-BURGTORFF.DE • EMAIL: INFO@JUWELIER-BURGTORFF.DE